

veterinary technology for life
Eickemeyer®

promo
smart veterinary savings

www.eickemeyer.nl

Telefoon +31 345 58 9400



**Kwispelend het
jaar uit!**

Geldig tot
31.01.2026

VINNO 5 VET ECHO APPARAAT

Mobiliteit ontmoet precisie

De VINNO 5 Vet is een ultralichtgewicht kleuren-Doppler-echografiesysteem dat speciaal is ontworpen om te voldoen aan de eisen van de moderne dierenartspraktijk. Met gepatenteerde RF-technologie, uitzonderlijke beeldhelderheid en een intuïtieve gebruikersinterface is het de ideale oplossing voor mobiel gebruik – zowel in de kliniek, in het ziekenhuis als onderweg. Het open platform maakt flexibele configuratie en toekomstige uitbreiding mogelijk. Met een veterinair interface, vooraf ingestelde meetpakketten voor verschillende diersoorten en geïntegreerde tutorials is de VINNO 5 Vet een echte allrounder voor dagelijkse veterinair diagnostiek.

Belangrijkste voordelen voor je praktijk

- ▶ Zeer nauwkeurige beeldvorming dankzij gepatenteerde 20-bits RF-technologie
- ▶ Selectie van diersoort, invoer van eigenaargegevens en speciale veterinair
- ▶ meetpakketten voor gestroomlijnde workflows
- ▶ Gebruiksvriendelijke bediening via 8-inch smart touchscreen met beeldoptimalisatie met één druk op de knop
- ▶ Duurzame behuizing van magnesium/aluminium, met een gewicht van slechts 3,5 kg
- ▶ Moeiteloze documentatie: ondersteunt DICOM, JPEG, AVI en netwerkimplementatie
- ▶ Tot 2 uur batterijduur voor flexibel mobiel gebruik

Technische specificaties

- ▶ 15,6-inch LED-monitor met hoge resolutie
- ▶ 8" LED-touchscreen voor snelle navigatie
- ▶ Ondersteunde modi: B, B/B, B/M, kleurdoppler, powerdoppler, PW, duplex, triplex, hoge PRF, trapeziumweergave, volledig scherm
- ▶ Pure Wave-probes voor verbeterde penetratie en kleurgevoeligheid
- ▶ Snelle SSD-opslag voor meer dan 10.000 beelden
- ▶ Eén actieve transducerpoort (uitbreidingsoptie beschikbaar)
- ▶ Gewicht: slechts 3,5 kg
- ▶ Inclusief transportkoffer

Transducer inbegrepen in promotiepakket

- ▶ Micro-convexe transducer: 5,0–11,0 MHz (G3-9M / Art. nr. 352010)
- ▶ Extra transducers beschikbaar

A35101002

Trolley voor VINNO 5 Vet

35101003

Dubbele transducerconnector

- ▶ Voor gebruik met VINNO 5 Vet trolley

35101004



G3-9M



F4-12L

NIEUW

Compacte intelligentie voor dagelijks gebruik

De VINNO S300 Vet is een modern kleuren-Doppler-echografiesysteem dat is gebouwd op het krachtige VLucid+ platform, speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van kleinehuisdier praktijken. Het compacte ontwerp, de intuïtieve interface en de optionele AI-technologie combineren precisie, efficiëntie en mobiliteit, waardoor het ideaal is voor dagelijks diagnostisch gebruik.

Vooraf bij abdominale onderzoeken levert het systeem uitstekende beeldkwaliteit en intelligente analysetools. De specifieke interface voor dierenartsen, vooraf geconfigureerde meetpakketten en geïntegreerde tutorials ondersteunen betrouwbare, reproduceerbare diagnostiek en maken het gemakkelijk om aan de slag te gaan.

Belangrijkste voordelen voor je praktijk

- ▶ Gestroomlijnde workflows met selectie van diersoort, invoer van gegevens van de eigenaar en speciale meetpakketten voor dierenartsen
- ▶ Tutorials voor dierenartsen over de basisprincipes van abdominale en cardiale echografie
- ▶ Ergonomisch ontwerp met in hoogte verstelbare console, kantelbaar touchscreen en modus voor volledig scherm
- ▶ Eenvoudige opslag en documentatie van beelden via één druk op de knop, DICOM, JPEG, AVI en netwerkintegratie
- ▶ Specifieke voorinstellingen en trainingsmateriaal voor dierenartsen voor een snelle en zelfverzekerde start

Technische specificaties

- ▶ 21,5-inch LED-monitor met hoge resolutie
- ▶ 13,3-inch kantelbaar LED-touchscreen met smart-touch-functionaliteit
- ▶ Ondersteunde beeldmodi: B, B/B, B/M, kleurdoppler, powerdoppler, PW, duplex, triplex
- ▶ ECG-module voor hartonderzoeken
- ▶ Connectiviteit: 5× USB, 1× USB-C, LAN, HDMI, VGA, audio-ingang/uitgang
- ▶ AI module voor automatische metingen
- ▶ Drie actieve transducerpoorten voor flexibel scannen
- ▶ 250 GB SSD met beeldopslag met één druk op de knop

Transducers inbegrepen in promotiepakket

- ▶ Micro-convexe transducer: 5,0–11,0 MHz (G3-9M / Art. nr. 352010)
- ▶ Lineaire T-vormige transducer: 6,0–16,0 MHz (F4-12L / Art. nr. 352012)
- ▶ Extra transducers beschikbaar

A35102002

NIEUW



G3-9M



F4-12L

VINNO R300 VET ECHO APPARAAT

Precisie die in de dagelijkse praktijk resultaat oplevert

De VINNO R300 Vet is een krachtig kleuren-Doppler-echografiesysteem dat speciaal is ontworpen voor de eisen van de moderne diergeneeskunde. Met beeldvorming met hoge resolutie, een intuïtieve gebruikersinterface en flexibele configuratieopties biedt het een betrouwbare oplossing voor dagelijks klinisch gebruik. Dankzij de open platformtechnologie kan het systeem naar behoefte worden aangepast en uitgebreid. Of het nu gaat om abdominale of cardiale onderzoeken, de VINNO R300 Vet onderscheidt zich door klinische precisie, gebruiksgemak en robuuste mobiliteit – ideaal voor dierenartsen met de hoogste eisen.

Belangrijkste voordelen voor je praktijk

- ▶ Gestroomlijnde workflows met selectie van diersoort, invoer van eigenaargegevens en speciale veterinaire meetpakketten
- ▶ Ultrasnel gevoelige transducers en AI-ondersteunde diagnostiek
- ▶ Ergonomisch ontwerp met in hoogte verstelbare console, kantelbaar touchscreen en modus voor volledig scherm
- ▶ Moeiteloze documentatie via opslag met één druk op de knop, DICOM, JPEG, AVI en netwerkintegratie
- ▶ Specifieke voorinstellingen en trainingsmateriaal voor dierenartsen voor een snelle en zelfverzekerde start
- ▶ Breed scala aan sondes beschikbaar voor diverse klinische toepassingen

Technische specificaties

- ▶ 21,5-inch LED-monitor met hoge resolutie
- ▶ 13,3-inch kantelbaar LED-touchscreen voor intuïtieve bediening
- ▶ Ondersteunde beeldmodi: B, B/B, B/M, kleurendoppler, powerdoppler, PW, CW, duplex, triplex, weefseldoppler
- ▶ Geïntegreerde ECG-module voor hartdiagnostiek
- ▶ Connectiviteit: 5× USB, 1× USB-C, LAN, HDMI, VGA, audio-ingang/uitgang
- ▶ AI module voor automatische metingen
- ▶ Vier actieve transducerpoorten voor maximale flexibiliteit
- ▶ 500 GB SSD met beeldopslag met één druk op de knop

Transducers inbegrepen in promotiepakket

- ▶ Micro-convexe transducer: 5,0–11,0 MHz (G3-9M / Art. nr. 352010)
- ▶ Lineaire T-vormige transducers: 7,3–18,0 MHz (X6-16L / Art. nr. 352014)
- ▶ Phased array-transducer: 3,0–10,0 MHz (G3-10P / Art. nr. 352021)
- ▶ Extra transducers op aanvraag verkrijgbaar

A35103003

NIEUW



G3-9M



X6-16L



G3-10P

Compact systeem voor briljante röntgenbeelden

De X-DRS VET Smart produceert digitale röntgenbeelden van hoge kwaliteit en biedt tegelijkertijd gebruiksgemak. Het röntgensysteem integreert alle componenten die nodig zijn om röntgenfoto's te maken in één compact systeem. Met de alles-in-één pc kunt u het hele röntgenproces bedienen zonder het dier uit het oog te verliezen.

De EXAMION X-DR XL-detector maakt röntgenfoto's van hoge kwaliteit dankzij de voor diergeneeskunde specifieke beeldverwerking door de röntgensoftware X-AQS. De X-DR XL-detector produceert briljante röntgenfoto's die een duidelijke diagnose mogelijk maken.

Met 32 kW zijn de röntgengenerator en röntgenbron ontworpen voor hoge belichtingssnelheden, zelfs bij grote dieren - inclusief vermogensreserves voor de toekomst.

De module bestaande uit generator en röntgenbron wordt geprefabriceerd, gekalibreerd en getest voor uw praktijk geleverd en vervolgens ter plaatse met de tafel voltooid.

- ▶ Snelle en veilige installatie
- ▶ Binnen korte tijd klaar voor gebruik
- ▶ Geen stilstand voor uw praktijk

Technische specificaties

- ▶ Vermogen max. 32 kW
- ▶ Blootstellingsspanning 40 kV tot 150 kV
- ▶ Blootstellingsstroom 10 mA tot 400 mA
- ▶ Stroom-tijdproduct 0,1 mAs tot 320 mAs
- ▶ Blootstellingstijd 1 ms tot 10.000 ms
- ▶ Buisvoltage 40 kV tot 125 kV
- ▶ Voeding 230 V, 50/60 Hz
- ▶ Pixel matrix 3,072 px x 3,072 px
- ▶ Afmetingen tafel (L x B) 160 x 77,6 cm (63" x 30,55")
- ▶ Longitudinale beweging tafelblad ± 30 cm (11,81")
- ▶ Transversale beweging tafelblad ± 10 cm (3,93")

NLEX029



EICKEMEYER® NARKOVET PRO ANESTHESIE APPARAAT VOOR KLEINE HUIDSDIEREN

Maximale veiligheid voor uw patiënten met de NarkoVet PRO

De belangrijkste oorzaak van ernstige anesthesie-incidenten in dierenartspraktijken is onopgemerkte apneu bij de patiënt. Routinematig gecontroleerde beademing helpt dit risico drastisch te minimaliseren en zorgt voor optimale veiligheid voor je patiënten. De EICKEMEYER® NarkoVet PRO is voorzien van een geïntegreerde beademingsmachine die wordt aangedreven door een elektronische turbine, waardoor er geen aandrijfgas van een externe compressor nodig is. Om je patiënten en personeel te beschermen, voert het systeem bij het opstarten een automatische lektest uit.

Anesthesieapparaat

- ▶ O₂-flowmeter (0,1 – 4,0 l/min)
- ▶ Zuurstofbypass (O₂-flush)
- ▶ Isofluraan- of sevofluraan verdamper met Selectatec-aansluiting en Key-Filler
- ▶ CO₂-absorber met snelwisselsysteem
- ▶ Traploos instelbaar overdrukventiel
- ▶ Manometer voor weergave van de systeemdruk
- ▶ Externe verse luchtuitlaat voor open systeem
- ▶ Eenvoudig wisselen van circuits met een tuimelschakelaar
- ▶ Houder voor anesthesiegasfilter

Beademingsapparaat

- ▶ Elektronisch geregeld, geen perslucht nodig
- ▶ Alle beademingsparameters op een groot 8-inch touchscreen
- ▶ Patiëntveiligheid door akoestische en visuele alarmen
- ▶ Automatische berekening van het beademingsvolume op basis van het gewicht
- ▶ Patiënten van 0,5 – 150 kg kunnen worden beademd
- ▶ Teug volume vanaf 5 mL, voor nauwkeurige beademing van de kleinste patiënten
- ▶ Teug volume: 5 – 1.500 mL
- ▶ Maximale beademingsdruk: 3 – 50 cmH₂O
- ▶ Triggerdruk -20,0 tot -1 cmH₂O
- ▶ Werking op netstroom en batterij, batterijduur min. 2 uur

Overige specificaties

- ▶ Incl. O₂-concentratortray en patiëntslang met beademingsballon (1 l)
- ▶ Afmetingen (in cm): L 64 x B 67 x H 140
- ▶ Gewicht: ca. 44 kg

213040/42

NarkoVet PRO + Air

- ▶ Zoals NarkoVet PRO, maar dan met een tweede flowmeter voor lucht

213041/43

Intelligente CO₂-beademingsmodule voor NarkoVet PRO

De veiligheidsupdate met de nieuwe CO₂-module maakt een automatische aanpassing van de beademing mogelijk op basis van de expiratoire CO₂-waarde. Het systeem analyseert continu de CO₂-concentratie in de uitgeademde lucht en regelt de beademingsparameters volledig automatisch. Hierdoor wordt niet alleen de bewaking nauwkeuriger, maar wordt ook de beademingsondersteuning dynamisch aangepast aan de huidige fysiologische toestand van de patiënt.

213045

NIEUW



213040

Uw veterinaire anesthesieoplossing

De EICKEMEYER® NarkoVet II is een state-of-the-art anesthesie-apparaat dat speciaal ontworpen is voor de diergeneeskunde. Dit compacte en visueel aantrekkelijke apparaat heeft een duidelijke en overzichtelijke structuur van alle componenten, wat zorgt voor gebruiksgemak. Met de meegeleverde montageplaat kan een optionele O₂-concentrator gemakkelijk direct op de stabiele, mobiele standaard worden geïnstalleerd, waardoor de ruimte en functionaliteit in je praktijk worden geoptimaliseerd.

- ▶ O₂-flowmeter (0,1 – 4,0 l/min)
- ▶ Zuurstofbypass (O₂-spoeling)
- ▶ Isofluraanverdampert, met sleutel gevuld
- ▶ CO₂-absorptiekalkhouder met snelwisselsysteem
- ▶ Traploos instelbaar overdrukventiel
- ▶ Drukmeter om de systeemdruk weer te geven
- ▶ Externe versgasuitlaat voor open systeem
- ▶ Eenvoudige wisseling van circuits met een tuimelschakelaar
- ▶ Hanger voor hygiënische opslag van patiëntslangen
- ▶ Houder voor anesthesiegasfilter
- ▶ Incl. O₂-concentratortray, patiëntslangen (coaxiaal / open), ademballonnen (0,5 l, 1 l & 2 l) en anesthesiegasfilter met spoelslang

213130

Wandbevestiging voor NarkoVet II

Met de wandbevestiging kan de NarkoVet II ruimtebesparend aan de wand worden gemonteerd.

21313002

Opzetplateau voor NarkoVet II

- ▶ Voor monitor
- ▶ Afmetingen (in cm): L 29,5 x D 19,5

21313003

Starterset voor NarkoVet II

Complete set, bestaande uit:

- ▶ Veiligheidsvulslang voor isofluraan
- ▶ 3 beademingskalk, 4,5 kg, met kleurverandering
- ▶ 2 ademballonnen (1 en 3 liter)
- ▶ 6 plastic beademingsmaskers (maat 1 – 6)
- ▶ EickTube tracheale tubeset met 23 tubes (2,0 – 10,0 mm)
- ▶ Laryngoscoop ECONOMY

213131



EICKEMEYER® NARKOVET SAV II VENTILATOR VOOR KLEINE HUIDDIEREN

De belangrijkste oorzaak van ernstige anesthesie-incidenten in dierenartspraktijken is de onopgemerkte apneu van de patiënt. Routinematig gecontroleerde beademing helpt het risico op anesthesie drastisch te verminderen en zorgt zo voor de optimale veiligheid van uw patiënten. Ventilatie wordt uitgevoerd via een krachtige elektronische turbine, wat betekent dat er geen aandrijfgas (bijv. van een externe compressor) nodig is. De instelling van de NarkoVet SAV is uiterst gebruiksvriendelijk, u hoeft alleen maar het lichaamsgewicht van de patiënt in te stellen en de intelligente software past automatisch alle andere beademingsparameters aan.

- ▶ Patiënten van 0,4 tot 150 kg kunnen worden beademd
- ▶ Zodra het gewicht van het dier is ingevoerd, kunnen slimme ademhalingsparameters worden opgeroepen
- ▶ Beademingsmodi: Volumegecontroleerde ventilatie (VCV), drukgecontroleerde ventilatie (PCV) en positieve eindexpiratoire druk (PEEP).
- ▶ Duidelijke in één oogopslag” beademingsparameters dankzij het grote kleurendisplay
- ▶ Meervoudige alarmen en duidelijke bedieningsaanwijzingen zorgen voor een hoge patiëntveiligheid
- ▶ Automatische systeemleaktest met grafische begeleiding voor snelle start
- ▶ Beademingssnelheid: 2 – 60 bpm
- ▶ Getijdvolume: 4 – 1.500 ml
- ▶ Maximale beademingsdruk: 5 – 50 cmH₂O
- ▶ Ontspanningsdruk (PEEP aan) -10,0 – -4,0 cmH₂O
- ▶ Afmetingen (in cm): L 291 x B 336 x H 462
- ▶ Gewicht: ongeveer 8,5 kg

213020



OXYVET IV ZUURSTOFCONCENTRATOR

Zuurstofconcentrator voor gebruik in zuurstoftherapie en anesthesie. Een zuurstofconcentrator zuigt de kamerlucht aan, scheidt de zuurstof van andere gassen in de omgeving en levert zuurstof in hoge concentraties.

- ▶ Kostenbesparing: Geen zuurstoffles nodig, lager stroomverbruik
- ▶ Hoge patiëntveiligheid door visuele en akoestische alarmen
- ▶ Geluidsniveau: ≤ 55 dbA
- ▶ Debiet traploos instelbaar van 0,5 – 5 l/min
- ▶ Vermogen tot 93 % zuurstof (± 3 %)
- ▶ Afmetingen (in cm): L 34 x B 37 x H 67
- ▶ Gewicht: 15,3 kg
- ▶ Incl. Luchtbevochtiger en O₂-slang
- ▶ 1 jaar garantie

213180



LIFEVET CP CAPNOGRAAF MET PULSOXIMETRIE

ONLINE
BESTELLEN
www.eickemeyer.nl

De LifeVet CP handheld Capnograaf en pulsoximeter meet en geeft de expiratoire CO₂-concentratie, ademhalingsfrequentie, polsfrequentie en zuurstofverzadiging weer bij honden, katten en paarden. Dit compacte en draagbare apparaat met touchscreen is zeer eenvoudig in gebruik.

- ▶ Hoge resolutie 4,3" Touch Screen Display
- ▶ Side-stream capnografie
- ▶ EtCO₂ concentratie: 0 – 150 mmHg
- ▶ Ademhalingsfrequentie weergegeven in rpm
- ▶ S_pO₂: 1 – 100 %
- ▶ Polsfrequentie: 25 – 250 bpm
- ▶ Akoestische en visuele alarmen met regelbaar volume
- ▶ Long-life Lithium batterij: Maximaal 18 uur gebruikstijd
- ▶ Inclusief: Alle noodzakelijke sensoren, clips, kabels, enz.
- ▶ Afmetingen (in cm): B 7,7 x H 14,1 x D 3,6
- ▶ Gewicht: 420 g

321880



LIFEVET 10C BEWAKINGS- EN ANESTHESIE MONITOR

De LifeVet 10C monitoren zijn moderne, hoogwaardige patiëntmonitoren, die worden gekenmerkt door hun hoge mate van gebruiksvriendelijkheid, betrouwbare technologie en uitgebreide gegevensopslag. Op het grote display kunnen vitale functies gemakkelijk worden afgelezen, zelfs van een afstand. De bediening gaat gemakkelijk via het aanraakscherm. Sneltoetsen bieden ook snelle toegang tot de belangrijkste functies.

- ▶ Multi-parameter weergave van ademhalingsfrequentie, polsfrequentie, zuurstofsaturatie, bloeddruk (NIBP), ECG, temperatuur, capnografie (EtCO₂) volgens de bypassmethode en invasieve bloeddrukmeting (IBP alleen LifeVet 10C+)
- ▶ 10" LED-touchscreen met hoge resolutie en tot 8 curves
- ▶ Vrij instelbare alarmgrenzen en 360° zichtbaar alarmdisplay
- ▶ Werking op netstroom en accu tot 4 uur
- ▶ Incl. Li-Ion accu, NIBP-kabel met manchet, ECG-kabel met klemmen, S_pO₂-sensor met clips, temperatuursonde, CO₂-adapter, waterslot en IBP-sondeset (alleen LifeVet 10C+)
- ▶ Afmetingen (in cm): B 27 x H 22 x D 17
- ▶ Gewicht: ≤ 4,0 kg

LifeVet 10C

321920

LifeVet 10C+

321921



321921

Anesthesie

INFUSOVET SP SPIJTPOMP

De EICKEMEYER® InfusoVet SP is een spuitpomp die zich kenmerkt door een hoge precisie en betrouwbaarheid. Als gevolg van de duidelijk geordende gekleurde toetsen is de pomp gemakkelijk te bedienen.

- ▶ 2,5" LCD-scherm met achtergrondverlichting
- ▶ Compatibel met standaardspuiten van 5, 10, 20, 30, 50 en 60 ml
- ▶ Nauwkeurige regeling van debiet en injectievolume
- ▶ Hoge patiëntveiligheid dankzij hoorbare alarmen
- ▶ Met klem voor infuusstandaard

Stroomsnelheden

- ▶ 5 ml spuit: 0,1 – 150 ml/u
- ▶ 10 ml spuit: 0,1 – 300 ml/u
- ▶ 20 ml spuit: 0,1 – 600 ml/u
- ▶ 30 ml spuit: 0,1 – 900 ml/u
- ▶ 50 ml / 60 ml spuit: 0,1 – 1.500 ml/u

Technische gegevens

- ▶ Werking op netstroom en batterij tot 6 uur
- ▶ Spatwaterbescherming volgens IP34
- ▶ Afmetingen (in cm): L 33 x D 12,6 x H 11
- ▶ Gewicht: ca. 1,8 kg

402095



INFUSOVET IP II INFUUSPOMP

De geavanceerde InfusoVet IP II infuuspomp combineert geavanceerde technologie met een intuïtief ontwerp om de toediening van vloeistoffen en medicijnen nauwkeuriger en efficiënter te maken.

- ▶ Eenvoudige bediening dankzij eenvoudige programmering
- ▶ Patiëntveiligheid door hoorbare en visuele alarmen.
- ▶ Ook geschikt voor bloedtransfusies
- ▶ Handvat voorkomt blokkering van de uitstroomslang.
- ▶ Met klem voor infuuslang.
- ▶ Zijdelingse voedingsconnector steekt niet uit in de kooi.
- ▶ Voor EICKEMEYER® infuussets (artikelnr. 402071)

Technische gegevens

- ▶ Stroomsnelheid: 0,1 – 2.000 ml/u.
- ▶ Volumebegrenzing: 0,1 – 9.999 ml
- ▶ Bolussnelheid: 0,1 – 2.000 ml/u (automatisch + handmatig)
- ▶ Occlusieniveau: 5 selecteerbare niveaus (150 – 125 mmHg).
- ▶ Netvoeding en batterijvoeding tot 4,5 uur.
- ▶ Spatwaterdicht volgens IP44.
- ▶ Afmetingen (in cm): B 13 x H 18 x D 12
- ▶ Gewicht: < 1,2 kg

402087



Het nieuwe EickWarm luchtverwarmingssysteem levert rustig geforceerde lucht via optioneel verkrijgbare verwarmingsmatten die speciaal zijn ontworpen om gelijkmatig verspreide warme lucht af te geven aan de patiënt.

- ▶ Veilig en effectief beheer van de lichaamstemperatuur
- ▶ Uiterst krachtig en stil (≤ 55 dB)
- ▶ Temperatuur instelpunten: Omgevingslucht, 32 °C, 35 °C, 38 °C en 43 °C
- ▶ Betrouwbare meting van de uitlaattemperatuur van de slang
- ▶ Drie selecteerbare ventilatorstanden (Air Flow)
- ▶ Meerdere alarmopties zorgen voor maximale veiligheid van de patiënt
- ▶ Paalklem voor veilige bevestiging
- ▶ Lange warmteslang (2 m) met flexibele bevestigingsklem
- ▶ Compacte afmetingen (in cm): L 30 x B 37 x H 34
- ▶ Gewicht (inclusief warmteslang): 6,5 kg

648000

Trolley voor Eickwarm Air

- ▶ Met stabiele remrollen en mand
- ▶ Afmetingen (in cm): L 41 x B 50 x H 65

648010



648000

MOECK HERBRUIKBARE WARMTEMATTEN

De MOECK warmtematten worden onder de patiënt gelegd en hun drie verschillende textiellagen zorgen voor een optimale warmtetoevoer.

- ▶ De toegevoerde warme lucht wordt gelijkmatig onder de patiënt verdeeld
- ▶ Het dier wordt actief getemperatuur en de druk wordt verlicht
- ▶ Wasbaar op 60 °C en herbruikbaar

Klein, 55 x 65 cm

648110

Middel, 100 x 55 cm

648115



648110

MOECK Waszak voor herbruikbare warmtematten

Om de levensduur van uw MOECK verwarmingsmatten te verlengen, raden we aan om ze altijd in een wasnetje te wassen.

Voor kleine warmtematten

648111

**Voor middelgrote /
grote warmtematten**

648121



648115

OPERATIE- EN BEHANDELTAFEL

De bestseller onder de EICKEMEYER® operatie- en behandel tafels maakt rugvriendelijk werken mogelijk, niet alleen in staande houding, maar ook in zittende houding, omdat de operatiestoel ver onder het tafelblad kan worden geschoven.

- ▶ Slanke en fraai vormgegeven hef kolom van geanodiseerd aluminium
- ▶ Onderhoudsvrije, soepel lopende hydraulische pomp of stille elektromotor
- ▶ Met 4 verstelbare rubbervoeten om de tafel vlak te stellen
- ▶ Naar keuze met X-vormige onderbouw of zware grondplaat van hoogwaardig roestvrij staal
- ▶ Fraaie diepgetrokken RVS-plaat met ronde hoeken, gemakkelijk te reinigen en desinfecteren
- ▶ Met zijranden en afvoer
- ▶ Geluidsarm door plaatsing op stevige, gecoate houten plaat
- ▶ Hef bereik van 720 tot 1.120 mm, voor comfortabel behandelen en opereren, zittend of staand
- ▶ Tafelblad verkrijgbaar in twee verschillende maten (50 x 130 cm of 60 x 130 cm)
- ▶ Kantelbaar tot 80° door duurzaam kantelmechanisme, gemakkelijk met één hand instelbaar
- ▶ 2 jaar garantie

602012 / 601555

Variaties	RAL-Code	Kleur
		RVS
	3000	Flame Red
	6018	Lime Green
	5022	Night Blue
	2001	Red Orange
	6005	Moss Green
	4010	Pink

Kikkers / fixeershaken

Om de patiënt snel met behulp van koorden, banden e.d. vast te maken.

602005

Tafelmat

- ▶ Voor verzonken tafelblad van: 50 x 130 cm
- ▶ Voor verzonken tafelblad van: 60 x 130 cm

602150

602160

Railsysteem

Maakt snel, veilig en variabel uitbinden van dieren op de tafel mogelijk.


- ▶ 2x rails in de lengte
- ▶ 2x rails in de breedte
- ▶ 4x aansluitblokken met Snelbevestigingsklemmen
- ▶ 10x fixeertouwjes, L 1 m

605050

Afgerond tandheelkundige tafelverlenging

- ▶ Met lekbak en rooster
- ▶ Afmetingen lade (in cm): B 50 x D 35

605102



Grondplaat



X-onderbouw met dentale tafelverlenging

Denk aan uw rug!

Deze schaartafel is geschikt voor onderzoek, behandelingen en operaties. Geheel van hoogwaardig RVS. Elektrisch in hoogte verstelbaar van 28 tot 105 cm, waardoor tillen van patienten niet meer nodig is! Dat spaart uw rug en stelt u in staat om comfortabel te werken. Dankzij de verstelbare pootjes kan de schaartafel altijd stevig staan. De verhoogde zijrand zorgt ervoor dat vloeistof niet van het tafelblad loopt, maar kan worden afgevoerd. Het mooi vormgegeven diepgetrokken tafelblad, met ronde hoeken, is gemakkelijk te reinigen en desinfecteren.

- ▶ Met stroomaansluiting en fixeerhaakjes onder het tafelblad
- ▶ Afmetingen tafelblad (in cm): B 60 x L 130

604200

Variaties	RAL-Code	Kleur
		RVS
	3000	Flame Red
	6018	Lime Green
	5022	Night Blue
	2001	Red Orange
	6005	Moss Green
	4010	Pink
	9010	White

Opties

Wenst u uw schaartafel in een kantelbare versie of accu versie? Geeft u bij een bestelling de onderstaande artikelnummers van de gewenste optie aan.

Accu optie voor schaartafel II

- ▶ Voor draadloze bediening van schaartafel
- ▶ Enkel accu, zonder tafel

Mobiele kit

- ▶ Inclusief 4 wielen, accu en oplader

Elektrisch kantelsysteem

- ▶ LET OP: niet combineerbaar met weegschaal optie (604305)!

Afgerond tandheelkundige tafelerlenging

- ▶ Met lekbak en rooster
- ▶ Afmetingen lade (in cm): B 50 x D 35

Weegschaal optie

- ▶ Geïntegreerde weegschaal met display
- ▶ Weegbereik 0 – 120 kg
- ▶ LET OP: niet combineerbaar met een elektrisch kantelsysteem (604301)!

Rails

604304



**ONLINE
configureren**

MOBIEL DENTALE TAFEL

Maakt van elke tafel een tandheelkundige behandeltafel!

Met het mobiele tandheelkundige statief van EICKEMEYER® wordt elke operatie- of behandeltafel een ergonomische tandheelkundige behandeltafel.

- ▶ Voor bevestiging aan operatie- en behandeltafels
- ▶ Ergonomische, halfronde badkuip met rooster
- ▶ Gemakkelijk verwijderbare kuip voor reiniging
- ▶ Volledig gemaakt van roestvrij staal
- ▶ Met 4 vergrendelbare lichtlopende wielen
- ▶ In hoogte verstelbaar van 75 – 100 cm
- ▶ Afmetingen kuip (in cm): B 50 x D 35

605105



EICKEMEYER® ROESTVRIJ STALEN KUIPTAFEL

De multifunctionele was- en dentale tafel is volledig gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en wordt gekenmerkt door zijn ergonomische ontwerp en royale opbergruimte.

- ▶ Fraaie wastafel met 3 laden en een deur
- ▶ Knieruimte voor zittende activiteiten
- ▶ Afgeronde hoeken voor eenvoudig schoonmaken
- ▶ Roestvrijstalen waskom met een wasbakdiepte van 15 cm en afvoerzeef
- ▶ Verwijderbaar, tweedelig rooster
- ▶ Kraan met 70 cm uittrekbare douchekop
- ▶ 2 instelbare waterstralen
- ▶ Afmetingen (in cm): L 140 x B 60 x H 88

639060



POSITIONERINGSKUSSENS VOOR ECHO-ONDERZOEK

ONLINE
BESTELLEN
www.eickemeyer.nl

- Om dieren bij echo's van het buikgebied gemakkelijk te positioneren
- Dieren die comfortabel liggen, blijven rustiger, waardoor betere echo-opnamen kunnen worden gemaakt.
- Robuuste, onderhoudsarme kunststof
- Ook geschikt voor CT en MRI

Formaat 1

- Voor katten
- Afmetingen (in cm):
L 80 x B 25 x H 10

303991

Formaat 3

- Voor grote honden
- Afmetingen (in cm):
L 130 x B 50 x H 20

303993

Formaat 2

- Voor middelgrote honden
- Afmetingen (in cm):
L 100 x B 35 x H 14

303992



303992

TAFELOPZET VOOR CARDIOLOGISCHE ONDERZOEKEN


- Ergonomisch gesneden voor een perfecte cardiale echo
- Biedt voldoende bewegingsvrijheid voor de examinerator
- Weinig ruimte nodig en eenvoudig op te zetten (5 inklapbare pootjes)
- Voor onderzoekstafels vanaf B 45 cm x L 100 cm
- Afmetingen (in cm): B 60 x H 19 x L 140

303976

Gepolsterde ondersteuning

- Betere echobeelden door betere positionering en rustigere patiënten
- Met klittenband voor een betere grip

30397602



SCORE® JUMPER / AMAZONE BEHANDELKRUK

De populaire SCORE® behandelstoelen brengen frisse kleur in je praktijk en zijn ook nog eens uiterst comfortabel. JUMPER en AMAZONE verschillen in de breedte van de zadelzitting.

- Comfortabel, gestoffeerd zitvlak
- Gemakkelijk wasbare bekleding van kunstleer
- In hoogte verstelbaar van ca. 59–77 cm met behulp van een gasveer
- Lichtlopende dubbele PU-wielen
- Aluminium voet met Ø 54 cm

SCORE® JUMPER / AMAZONE Balance

Het Balance-systeem wordt gekenmerkt door een beweegbaar zitvlak. Dit past zich aan het zwaartepunt van het bovenlichaam aan en ondersteunt dynamisch zitten. Hierdoor worden de rugspieren getraind en versterkt. De intensiteit kan worden ingesteld. De Balance-stoelen zijn ook verkrijgbaar met lendensteun. Deze garandeert een optimale rugondersteuning en een gezonde werkhouding.



ONLINE
configureren

Variaties	Kleur
	Zwart
	Antraciet
	Capriblauw
	Woudgroen
	Bourgondisch rood
	Oranje
	Roze
	Okergeel



6101010011



6101010030



JUMPER (breed)



AMAZONE (smal)



Balance (beweeglijk)



6101010045

SCORE® MEDICAL BEHANDELKRUK

De SCORE® MEDICAL heeft een traditioneel, rond zitvlak. Met optionele lendensteun en voetpedaal wordt de MEDICAL een een volwaardige operatiekamerstoel.

- Comfortabel, gestoffeerd zitvlak met Ø 40 cm
- Gemakkelijk wasbare kunstleren bekleding
- In hoogte verstelbaar van ca. 56 – 75 cm met behulp van een gasveer
- Lichtlopende dubbele PU-wielen
- Optimale bewegingsvrijheid
- Aluminium voet met Ø 54 cm

610120

Met lendensteun

- Compacte, functionele lendensteun
- Hoogte en hellingshoek instelbaar
- Zwart

610190

Met lendensteun en voetpedaal

- Traploze aanpassing van de zithoogte tijdens de operatie
- Chirurg blijft steriel
- Zwart

610195

Variaties	Kleur
	Zwart
	Antraciet
	Capriblaauw
	Woudgroen
	Bourgondisch rood
	Oranje
	Roze
	Okergeel

ONLINE
configureren



61012501



610195

SCORE® ERGO SUPPORT STOEL

De SCORE® Ergo-ondersteuningsstoel is speciaal ontwikkeld voor oogartsen. Het zorgt voor een ergonomische zitpositie en biedt comfortabele ondersteuning tijdens lange periodes van zittend werk. Speciale kenmerken van de SCORE® Ergo Support-stoel zijn de ergonomisch gevormde armleuningen. Ze kunnen dichtbij het lichaam worden gebracht en bieden uw onderarmen optimale ondersteuning. De hoogte-instelling van de armleuningen maakt een rechtop zittende positie mogelijk wanneer een microscoop of een ander precisie-instrument wordt gebruikt. De Ergo-ondersteuning helpt je om een ontspannen houding aan te nemen: de nek, schouders en rug zijn ontlast.

- Eenvoudige hoogte-instelling, zit- en rughoek
- SCORE® Ergo Shape-stoel met afgeronde hoeken zorgen voor een actieve zithouding
- De compacte lendensteun kan eenvoudig in het lendegebied worden geplaatst
- Sterke aluminium voet met grote wielen voor eenvoudige manoeuvreerbaarheid
- Hoogteverstelling (met voetbediening): 52 – 71 cm
- Werkhoogte: 80 – 90 cm
- Afmetingen zitting: Ø 40 cm
- Voet dwarsafmetingen: Ø 68 cm

610060



610060

DR. MACH LED 130 PLUS /130 F ONDERZOEKS- EN OPERATIELAMP

De LED 130 wordt gekenmerkt door bewezen technologie, betrouwbaarheid en modern design. De "bestseller" van DR. MACH kan op alle gebieden in uw praktijk worden gebruikt.

- ▶ Compacte onderzoekslamp met innovatieve LED-technologie
- ▶ Kleuropbrengst index: $R_a \geq 95$
- ▶ Diameter van de armatuur: 33 cm
- ▶ Aantal LEDs: 19
- ▶ Elektrische dimmer: 50–100 %
- ▶ Optioneel steriliseerbaar handvat (611266)
- ▶ Verbruik: slechts 28 W

DR. MACH LED 130 Plus

- ▶ 100.000 lux lichtopbrengst/ 1 m werkafstand
- ▶ Vaste focus, lichtveld: 14 cm/1 m werkafstand

DR. MACH LED 130 Plus	
Art. nr.	Variaties
611736	Statiefmodel
611737	Wandmodel
611738	Plafondmodel* tot 3 m kamerhoogte

DR. MACH LED 130 F (SWING)

- ▶ 70.000 lux lichtopbrengst/ 1 m werkafstand
- ▶ Focusseerbaar lichtveld: 14–25 cm/1 m werkafstand

DR. MACH LED 130 F	
Art. nr.	Variaties
611733	Statiefmodel
611734	Wandmodel
611735	Plafondmodel* tot 3 m kamerhoogte



DR. MACH LED 150/150 FP OPERATIELAMPEN

De nieuwste toevoeging aan het assortiment van DR. MACH maakt indruk met zijn moderne ontwerp en hoge lichtintensiteit. Selectieve verlichting van zelfs de diepste wondkanalen is mogelijk. Dit wordt gecombineerd met een zeer lage warmteontwikkeling.

- ▶ Compacte operatielamp met innovatieve LED-technologie
- ▶ Kleuropbrengst index: $R_a \geq 96$
- ▶ Diameter van de armatuur: 38 cm
- ▶ Aantal LEDs: 26
- ▶ Elektrische dimmer: 50–100 %
- ▶ Incl. steriliseerbare overzethandgreep (kunststof)
- ▶ Verbruik: slechts 35 W

DR. MACH LED 150 (SWING)

- ▶ 110.000 lux lichtopbrengst/ 1 m werkafstand
- ▶ Vaste focus, lichtveld: 19 cm/1 m werkafstand

DR. MACH LED 150	
Art. nr.	Variaties
612940	Statiefmodel
612941	Wandmodel
612942	Plafondmodel* voor plafondhoogten van 2,6–3 m

DR. MACH LED 150 FP (SWING)

- ▶ 130.000 lux lichtopbrengst/ 1 m werkafstand
- ▶ Focusseerbaar lichtveld: 17–24 cm/1 m werkafstand

DR. MACH LED 150 FP	
Art. nr.	Variaties
612946	Statiefmodel
612947	Wandmodel
612948	Plafondmodel* voor plafondhoogten van 2,6–3 m



*Voor plafondlampen, gelieve de plafondring (612730) afzonderlijk te bestellen.

DR. MACH LED 300DF OPERATIELAMP

ONLINE
BESTELLEN
www.eickemeyer.nl

De DR. MACH LED 300 DF maakt indruk met een maximale lichtintensiteit tegen een uiterst aantrekkelijke prijs. De lichtbundels van de drie LED-clusters kunnen worden gebundeld via de steriliseerbare handgreep en extra worden gericht afhankelijk van de grootte van de wond.

- ▶ 160.000 lux lichtopbrengst / 1 m werkafstand
- ▶ Focusseerbaar lichtveld: 17–27 cm / 1 m werkafstand
- ▶ Kleurweergave-index: $Ra \geq 95$
- ▶ Hoogteverstelling: 118 cm
- ▶ Werkbereik: 70–140 cm
- ▶ Aantal LED's: 36
- ▶ Levensduur van de LED's: 60.000 uur
- ▶ Elektronische lichtsterkteregeling op de armatuurbehuizing
- ▶ Voedingseenheid inbegrepen

Statiefmodel

- ▶ Mobiel met 4-voets statief

612926

Plafondmodel**

- ▶ Tot 3 m kamerhoogte***

612925



612925

Wandmodel

- ▶ Max. projectie 175 cm

612924

DR. MACH LED 6MC (BASIC) OPERATIELAMP

Het ergonomische ontwerp van de DR. MACH LED 6MC (Basic) staat voor maximale hanteerbaarheid, minimale warmteontwikkeling en optimale functionaliteit. Een hoogtepunt van het nieuwe armatuur is het zogenaamde cascadesysteem. Verschillende typen lenzen zorgen voor verticale focussing van de lichtdiepte. Dit betekent dat diepte van het werkveld, het licht niet langer meer handmatig bijgesteld hoeft te worden.

- ▶ 140.000 lux lichtopbrengst / 1 m werkafstand
- ▶ Instelbaar lichtveld: 18–30 cm / 1 m werkafstand
- ▶ Kleurweergave-index: $Ra \geq 98$
- ▶ Kleurtemperatuur niet instelbaar
- ▶ Aantal LED's: 69
- ▶ Levensduur van de LED's: 60.000 uur
- ▶ Voedingseenheid inbegrepen

Statiefmodel

- ▶ Mobiel met 4-voets statief

613010

Plafondmodel**

- ▶ Tot 3 m kamerhoogte***

613012



613012

Wandmodel

- ▶ Max. projectie 175 cm

613011

** Bestel voor plafondlampen apart de plafondverankeringsring (artikelnr. 612730) en geef de kamerhoogte op.

*** Voor montagehoogtes van meer dan 3 m gelden toeslagen.

EICKEMEYER® PAWSITIONER LAGERUNGSHILFEN

De Pawsitioner is ontworpen om patiënten te positioneren voor chirurgie en handsfree diagnostische beeldvorming. Elke positioner is gevormd en geconstrueerd om een maximale chirurgische blootstelling en wendbaarheid mogelijk te maken terwijl het op de operatietafel staat. De Pawsitioner is ook ideaal voor hands-free radiografische positionering, inclusief V-D, links of rechts lateraal, V-D bekken, rostrale-caudale schedelaanzicht en nog veel meer zonder de patiënt voor elke radiografie te herpositioneren. De positioner kan ook worden gebruikt om patiënten te fixeren voor laparoscopie, CT, MRI, myelografie en echografie.

- ▶ Verschillende bevestigingsmogelijkheden met klittenband
- ▶ Radiolucent

Set compleet:

- ▶ Bestaande uit 5 maten en wandhouder voor plaatsbesparende opslag

605920



EICKEMEYER® DOPPLER BLOEDDRUKMETER

Betrouwbaar en accurate non-invasieve bloeddrukmeter voor honden en katten.

- ▶ Hoge lichtgevoeligheid voor een duidelijk signaal
- ▶ Met volume regeling en een koptelefoon aansluiting
- ▶ Werkt op accu instead of batterijen (enkel te vervangen door de fabrikant)
- ▶ Incl. concave 8 MHz-sonde voor positionering op de poot of de staart van het dier
- ▶ Sonde met een groot bereik voor het beter detecteren van een bloedstroom
- ▶ Er zit een tube EICKEMEYER® ultrasound gel (303936) bijgesloten

Technische gegevens

- ▶ Ultrasoon frequentie: 8 MHz
- ▶ Accuduur: 6 uur
- ▶ Afmetingen (in cm): L 17,5 x B 8 x H 2,5
- ▶ Gewicht: 300 g

217210

Bloeddrukmeetapparaat

- ▶ Met één hand te bedienen
- ▶ sphygmomanometer incl. 2 klittenbandmanchetten 5 en 7 cm

217309

Bloeddrukmanchet 1,9 cm

- ▶ Speciaal geschikt voor kleine katten

217307

Bloeddrukmanchet 3,3 cm

- ▶ Speciaal geschikt voor katten en kleine honden

217308

Bloeddrukmanchet 10 cm

- ▶ Speciaal geschikt voor grote honden

217311



217210

BI-VALVE NEUSSPECULUM VOOR KNAAGDIEREN

ONLINE
BESTELLEN
www.eickemeyer.nl

Het Bi-Valve neusspeculum is een licht, veerbelast speculum voor onderzoek van neus, oor en bek bij knaagdieren en exotische diersoorten. Het speculum kan niet gebruikt worden op Heine of Welch Allyn handvaten.

- ▶ Neusspeculum
- ▶ Handvat met "C"-batterijvoeding
- ▶ 2x "C"-batterij
- ▶ Reservelamp
- ▶ Koffertje

NLMAI48446



HEINE NT4 LED DIAGNOSTIEK SET

De diagnostische set van hoge kwaliteit, speciaal voor de diergeneeskunde.

De HEINE BETA4 NT lader en de NT4 bureaulader garanderen een langere levensduur van de accu, omdat de Li-Ion accu geen geheugen heeft en niet kan worden overladen. De exclusieve LED HQ verlichting van de instrumenten biedt een vrijwel praktisch onbeperkte levensduur – HEINE Kwaliteit Made in Duitsland.

Complete set, bestaande uit:

- ▶ 2x HEINE BETA4 NT handgreep
- ▶ HEINE NT4 tafellaadsysteem
- ▶ HEINE BETA 200 LED ophthalmoscoop
- ▶ HEINE G100 LED met gespleten kopstuk
- ▶ Veterinair speculum van metaal, gesloten, L 57 mm, Ø 4 mm
- ▶ Veterinair speculum van metaal, gesloten, L 65 mm, Ø 6 mm
- ▶ Veterinair speculum van metaal, gesloten, L 90 mm, Ø 7 mm

302554



EICKVIEW OTO DIGITALE VIDEO-OTOSCOOP

EickView OTO is een compacte, krachtige video-otoscoop, ontworpen voor dagelijks gebruik in dierenklinieken. Dankzij de HD-camera, slimme wifi-connectiviteit en intuïtieve interface maakt hij snelle en nauwkeurige onderzoeken van het oor en andere kleine lichaamsdelen mogelijk, met of zonder kabels. EickView OTO is ontworpen voor routinematige otologische onderzoeken, pre- en postoperatieve beoordelingen en dermatologische toepassingen.

Technische specificaties

- ▶ HD-camera: 3,9 mm lens, 6 LED's en 78° groothoekbeeld
- ▶ Vergroting: 1–1,5x
- ▶ Focusbereik: 10–50 mm
- ▶ Display: 1,85" IPS LCD
- ▶ Resolutie: 720 x 720 px
- ▶ Geïntegreerd geheugen: 8 GB
- ▶ Lichtregeling: 3 niveaus (helder/gemiddeld/uit)
- ▶ Connectiviteit: draadloos (Android/iOS) of bekabeld via USB-C
- ▶ Inbegrepen in de set: EickView OTO, Draagtasje, USB-data- en oplaadkabel, Tongspatel, Manchet voor huidobservatie, Siliconen beschermhoes voor de oren, Siliconen hoes met 2,0 mm werkkanaal, Biopsietang (1,8 mm x 280 mm)

300130



Toepassing



FREEZPEN 16G

Freezpen – cryochirurgie gemakkelijk gemaakt

Freezpen combineert de modernste microtechnologie met een ergonomisch ontwerp en maakt cryochirurgie eenvoudiger, nauwkeuriger en toegankelijker dan ooit tevoren.

- ▶ Eenvoudige, stressvrije verwijdering van huidlaesies en kleine tumoren zonder verdoving
- ▶ Eenvoudige behandeling van laesies en tumoren op het lichaam, op de benen, in de mond, op de neus, op de oren of in de oogzone

Technische gegevens

- ▶ Behandelingstemperatuur: -89 °C / -128 °F
- ▶ Druk: 50–55 bar
- ▶ Incl. 3 autoclaveerbare applicators:
 - Blauw: Ø 1–3 mm (230–270 seconden stromingstijd)
 - Wit: Ø 2–6 mm (145–180 seconden stromingstijd)
 - Groen: Ø 4–8 mm (110–130 seconden vloeitijd)
- ▶ Incl. starterset met 6 stuks 16G N₂O-patronen

173400



BIOBLUE BINOCULAIRE MICROSCOOP

ONLINE
BESTELLEN
www.eickemeyer.nl

De jarenlange ervaring van de optische ingenieurs van Euromex heeft bijgedragen tot de ontwikkeling en implementatie van de beste optische componenten op de BioBlue microscopen, met gegarandeerd scherp beeld bij elke vergroting tot gevolg.

- ▶ Oculair Groothoek oculair WF10x/18
- ▶ Tubus Binoculair, 45° schuine tubus, 360° draaibaar. Tubus lengte 160 mm
- ▶ Revolver Kogelgelagerd voor 4 objectieven
- ▶ Objectieven Achromatische semi-plan DIN objectieven 4x N.A. 0.10, 10x N.A. 0.25, S40x N.A. 0.65 en S100x N.A. 1.25
- ▶ Condensor In hoogte verstelbare Abbe condensor N.A. 1.25 met irisdiafragma en filterhouder
- ▶ Verlichting LED met regelbare lichtsterkte. Drie ingebouwde oplaadbare NiMH AA type batterijen. Interne voeding en oplaadsysteem zonder externe adapter! Geschikt voor 85 – 240 V

NLBB4260



ISCOPE MICROSCOOP MET HD-LITE KLEURENCAMERA

De iScope heeft een optisch systeem met een hoog oplossend vermogen en is voorzien van doorvallende NeoLED Köhler-verlichting. Deze verlichting biedt grotere openingen, waardoor het optische systeem van de iScope® microscoop beelden kan produceren met hogere resoluties.

Deze microscoop is uitermate geschikt voor cytologie, want de objectieven zijn over het gehele oppervlak tot aan de rand toe scherp. Er is een optioneel fasecontrast objectief verkrijgbaar, die zorgt voor een faseverschil waardoor vrijwel transparante voorwerpen (cellen e.d.) zichtbaar worden zonder dat er een kleuring nodig is. Ook ontstaat enig diepte-effect, doordat deze voorwerpen donkerder lijken naarmate de dikte groter is.

Specificaties microscoop

- ▶ Groothoek oculair 10x/22
- ▶ Plan-IOs-objectieven (4x /0.10, 10x /0.25, S40x/0.65, S100x/1.25 olie-immersie)
- ▶ Instelbare oogafstand tussen 48 en 76 mm
- ▶ In hoogte verstelbare Abbe condensor N.A. 1.25 met irisdiafragma en filterhouder
- ▶ Kogelgelagerde click-stop-revolver voor 5 objectieven
- ▶ 3 W NeoLED™ Köhler verlichting met regelbare lichtsterkte
- ▶ De Euromex HD-Lite camera is de perfecte oplossing voor de moderne digitale microscopie voor toepassingen waar realtime beelden van belang zijn

Specificaties camera

- ▶ 2,8 x 2,8 µm pixelgrootte
- ▶ HDMI 5.0 MP CMOS gevoelige sensor
- ▶ HD 1080p kleurencamera
- ▶ Opslag via 8 GB SD card of via PC
- ▶ Compatibel met Win 7-11 en Mac OS
- ▶ HDMI, USB-2.0
- ▶ Geen meetfuncties op het scherm
- ▶ Inclusief software, 11,6" HD scherm en muis

NLIS1153-3031



ORTHOKINE VET

Medisch hulpmiddel voor de bereiding van Autologous Conditioned Serum (ACS). ACS bevat hoge concentraties ontstekingsremmende en regeneratieve cytokinen en groeifactoren. De 10 ml versie is optimaal voor indicaties zoals suspensory ligament desmitis, waar kleine hoeveelheden ACS nodig zijn. Het kan ook worden gebruikt voor behandeling op dezelfde dag van synoviale structuren vanwege de korte incubatietijd. De 60 ml Orthokine® versie is optimaal voor de behandeling en het beheer van chronische aandoeningen waarbij meerdere injecties met ACS worden geadviseerd. Het kan ook worden gebruikt om ACS voor te bereiden voor meerdere gewrichtsinjecties tegelijk. ACS kan gefilterd worden met een steriel filter van 0,22 µm en kan bevroren bij -18 °C voor 12 maanden bewaard worden.

10 ml Orthokine®

- ▶ Incubatie in afnamespuit
- ▶ Korte incubatieduur van 6–9 uur
- ▶ Levert ongeveer Ø 4 ml ACS op

Inhoud:

- ▶ 3 Orthokine®vet (10 ml) spuiten
- ▶ 3 adapters voor bloedafname
- ▶ Bewaardoos
- ▶ Alleen voor eenmalig gebruik!

NLORT013



NLORT013

60 ml Orthokine®

- ▶ Incubatie in afnamespuit
- ▶ Incubatietijd van 24 uur
- ▶ Levert ongeveer Ø 25 ml ACS op

Inhoud:

- ▶ Orthokine®vet (60 ml) spuit
- ▶ Vlindercanule voor bloedafname
- ▶ Luer Lock-dop voor sluiting van de spuit
- ▶ Bewaardoos
- ▶ Alleen voor eenmalig gebruik!

NLORT009



NLORT009

Volumevoordeel* voor 10 ml en 60 ml:

- ▶ Bij afname van > 10 stuks 10 % korting
- ▶ Bij afname van > 20 stuks 15 % korting
- ▶ Bij afname van > 50 stuks 20 % korting

*Prijs wordt automatisch aangepast in het winkelmandje

OSTEOKINE PROGEN – PRP

Medisch hulpmiddel voor de bereiding van 4 ml Platelet Rich Plasma (PRP).

PRP bevat hoge concentraties levende bloedplaatjes. Na injectie worden de bloedplaatjes geactiveerd en scheiden ze hun opgeslagen groeifactoren af in het omringende weefsel. De anabole en regeneratieve effecten van groeifactoren worden meestal gebruikt voor beschadigingen van weke delen met aanzienlijk verlies zoals kernlaesies van digitale buigpezen of beschadigde ligamenten.

- ▶ Alles in één kit
- ▶ Voorgevuld antistollingsmiddel
- ▶ Ø 5x bloedplaatjes in 4 ml PRP

Inhoud:

- ▶ Osteokine®ProGen A met antistollingsmiddel (PPS Natrium Citricum)
- ▶ Osteokine®ProGen B
- ▶ 30 ml spuit
- ▶ 10 ml spuit voor het opzuigen van PRP
- ▶ Canule (18G) voor bloedafname
- ▶ Luer doppen & combi doppen
- ▶ Luer Luer-adapters
- ▶ Sterifix luchtfilter
- ▶ Balans buis
- ▶ Alleen voor eenmalig gebruik!

NLORT017

Volumevoordeel*:

- ▶ Bij afname van > 10 stuks 10 % korting
- ▶ Bij afname van > 20 stuks 15 % korting
- ▶ Bij afname van > 50 stuks 20 % korting

*Prijs wordt automatisch aangepast in het winkelmandje

**ONLINE
BESTELLEN**
www.eickemeyer.nl



M-BASIC CENTRIFUGE

De M-Basic is speciaal ontworpen voor de bereiding van ACS en PRP.

Door een eenvoudige verwisseling van cassettes kan worden omgeschakeld om een van de bovenstaande producten te bereiden. Een andere rotor is hierbij niet nodig.

- ▶ Inclusief rotor
- ▶ max. 4.000 rpm
- ▶ 45 x 36,5 x 30 cm
- ▶ 22 kg

NLORT001



TRANSPORTKOFFER VOOR M-BASIC CENTRIFUGE

- ▶ Transportkoffer voor de M-Basic centrifuge
- ▶ Afmetingen: 54,0 x 41,5 x 34,5 cm
- ▶ Gewicht: 9 kg

NLORT002



DENTANOMIC EQUINE SET VOOR DE PAARDENTANDHEELKUNDE

Na het grote succes in de kleine dieren geneeskunde presenteert DENTANOMIC® met trots de nieuwe Equine Set voor paardentandheelkunde. Deze ultramoderne instrumentenset is ontwikkeld in samenwerking met Dr. Travis Henry (VS) en brengt de innovatieve DENTANOMIC®-technologie nu ook naar de paardenpraktijk.

De Equine Set bevat 14 luxatiemessen voor paarden (3 en 5 mm in korte, middellange en lange uitvoering – elk recht, links- en rechtsgebogen). De scherpe messen zijn dunner dan de parodontale spleet, wat de luxatie aanzienlijk vergemakkelijkt

DENTANOMIC Equine-bladen van kunnen worden gebruikt met:

- ▶ Innovatieve Molar Extension Bar: het scharniermechanisme maakt zijdelingse snijbewegingen mogelijk met gelijktijdige rotatie langs de tandcontour – ideaal voor het trekken van kiezen
- ▶ Nieuwe Equine-handgrepen: met verbeterde grip en geoptimaliseerd voor verticale houding – ideaal voor het trekken van snijtanden

Leveringsomvang

- ▶ 4 Equine-handgrepen (paars, oranje, groen en blauw), 1 handgriphouder, 1 Molar Extension Bar, 14 luxatiemessen voor paarden, 1 meshouder

Met standaard handgrepen

- ▶ Tot handschoenmaat 7,5

175160

Met lange handgrepen

- ▶ Vanaf handschoenmaat 8,0

175161



DENTALE EQUINE ENDOSCOOP

Een zeer duurzame en speciaal versterkte endoscoop, ideaal voor het uitvoeren van orale onderzoeken bij paardachtigen.

- ▶ Star
- ▶ 70° kijkhoek
- ▶ Lengte: 550 mm
- ▶ Ø 15 mm

178250



EXAMION PORTABLE DR MEDIUM

ONLINE
BESTELLEN
www.eickemeyer.nl

Examion portable DR panel medium

Wat een werkgenot met deze slimme WIFI DR panel met hoge resolutie! Door een nieuw type auto exposure detectie systeem (AED) gaat er geen x-ray dosis meer verloren, dit en een verbeterde detector technologie zorgen ervoor dat de dosis met 30 % kan worden verlaagd! Met dit ultralichte, dunne panel met makkelijk verwisselbare accu's wordt het uitvoeren van pre-purchase onderzoek kinderspel. De foto's worden draadloos via WIFI naar de laptop verstuurd, binnen enkele ogenblikken kan de foto worden beoordeeld of kan de volgende foto worden geschoten.

Technische gegevens

- ▶ 1,9 kg zwaar
- ▶ 12x 10" detector met 11x 9" actief gebied
- ▶ Dun 15 mm design
- ▶ Shock proof technology, 1 meter val gegarandeerd door fabrikant
- ▶ Perfect diagnostisch detail met 76 microns of 6,52 lp/mm
- ▶ Clip on batterijen, met snelle dubbele lader
- ▶ Inclusief robuuste koffer voor panel en laptop

NLEX027



EXAMION PORTABLE DR MEDIUM PLUS

Het nieuwe draagbare röntgensysteem van EXAMION bestaat uit een innovatieve, stabiele en glasvrije detector in het formaat 25 cm x 33 cm (10" x 13") incl. beschermbox, een moderne laptop, de bijbehorende lader en een transporttas.

- ▶ Uitstekende beeldkwaliteit dankzij een pixelgrootte van slechts 100 µm
- ▶ Ideaal formaat van 25 cm x 33 cm (10" x 13"), speciaal voor paarden
- ▶ Nieuwe op polymeer gebaseerde drager voor de gevoelige detectorlaag in de detectorbehuizing: geen glaslaag meer dus geen risico meer op glasbreuk
- ▶ Systeem klaar voor gebruik in slechts enkele seconden
- ▶ De detector heeft AED (automatische acquisitiedetectie en automatische cyclusstart): Er is geen speciaal signaal nodig van de triggerschakelaar van het röntgensysteem naar de detector.
- ▶ Geschikt voor alle draagbare röntgensystemen. Ideaal te combineren met röntgenapparaten op accu.
- ▶ Bijzonder lichte detector: slechts 2,5 kg incl. houder.
- ▶ Bescherming tegen binnendringende vloeistoffen en stof
Detectorbehuizing uitgerust met beschermingsklasse IP 67

NLEX025



EICKTRON 160 W ELEKTROCHIRURGIEAPPARAAT

De EickTron is een apparaat dat in de diergeneeskunde vele mogelijke toepassingen kent. Het kan zowel monopolair als bipolair worden toegepast. Het apparaat wordt aangestuurd door een microprocessor, waardoor het heel eenvoudig te bedienen is.

Technische gegevens

- ▶ Stroomverbruik: 300 VA
- ▶ Frequentie: 600 kHz
- ▶ Afmetingen (in cm): H 10,4 x B 25,4 x D 28,8
- ▶ Max. output 160 W (snijden), 100 W (coaguleren), 60 W (bipolair)

Compleet met

- ▶ Handstuk met vingerschakelaar en verbindingkabel
- ▶ Elektrodenset (10 stuks)
- ▶ Neutrale en rectale electrode incl. kabel
- ▶ Voetschakelaar

323135

Bipolaire pincet

- ▶ Gehoekt
- ▶ Lengte: 150 mm

323105

Bipolaire aansluitkabel

- ▶ Voor instrumenten met platte eurostekker

323106

Bipolaire aansluitadapter

323139



EICKTRON EVAC ROOKGASAFVOERSYSTEEM

De EickTron EVAC zuigt en filtert op efficiënte wijze dampen die vrijkomen tijdens elektrochirurgische ingrepen. Hij elimineert onaangename geuren, vermindert bacteriële en virale besmetting en garandeert een duidelijk zicht, vooral tijdens laparoscopische ingrepen. De afzuiging kan automatisch of handmatig worden bediend met een voetpedaal. De zuigkracht is individueel instelbaar.

- ▶ Maximale afzuigkracht: 1.000 l/min
- ▶ Maximale afzuigkracht met filter: 300 l/min
- ▶ Filterefficiëntie: 99,999 %
- ▶ Spanning: 230/115 V, 50 Hz
- ▶ Afmetingen (cm): L 37 x H 14,4 x D 31,9
- ▶ Gewicht: 4 kg
- ▶ Inbegrepen in de verpakking. EickTron EVAC, startfilter (autonomie 5 uur), set zuigslangen, houder voor handstuk, voedingskabel

323160

EickTron EVAC Filter 20

De EVAC Filter 20 met ULPA- en actieve kooltechnologie biedt een betrouwbare filtratie van de fijnste deeltjes en een effectieve reductie van onaangename geuren, bacteriële en virale verontreinigingen. Hij is geoptimaliseerd voor regelmatig gebruik in de operatiekamer, de filterstatus wordt elektronisch bewaakt.

- ▶ Looptijd: 20 uur
- ▶ Deeltjesfiltratie: tot 0,12 micrometer
- ▶ Filtertechnologie: ULPA met actieve kool

32316001



32316001



323160

EICKVIEW COMPACT ENDOSCOOP SET MET GEÏNTEGREERDE OTOSCOOP

**ONLINE
BESTELLEN**
www.eickemeyer.nl

De speciaal ontwikkelde EickView compacte endoscoop biedt de optimale oplossing voor de rhino-, tracheo- en vaginoscopie bij kleine huisdieren door de kleine buitendiameter van slechts 3,8 mm en het geïntegreerde werkkanaal. De nieuwe opschroefbare otoscopische bescherming maakt de endoscoop ook het ideale instrument voor het onderzoek van de externe gehoorgang en het trommelvlies.

- ▶ Veelzijdig gebruik (rhinoscopie, tracheoscopie, vagina-/cystoscopie)
- ▶ Perfecte aansluiting door homogeen en minimaal invasief distaal uiteinde door samensmelting van werkschacht en endoscoop
- ▶ Geïntegreerd werkkanaal: Ø 1,3 mm
- ▶ Verminderde buitendiameter: 3,8 mm
- ▶ Werklengte: 14 cm
- ▶ Kijkrichting: 30°
- ▶ Openingshoek: 90° (brede hoek)

De set omvat:

- ▶ EickView compacte endoscoop incl. schroefbare otoscoopbevestiging
- ▶ LED handheld lichtbron inclusief oplader en reservebatterij
- ▶ Vreemdlichaamstang
- ▶ 2 reinigingsborstels
- ▶ Draagtas

306122



EICKVIEW DRAAGBARE LED-VIDEOENDOSCOOP

De gloednieuwe EickView LED videoscopen zijn door hun uitwendige afmetingen de perfecte oplossing voor broncho-, gastro-, uretero- en vaginoscopie bij honden en katten. Alle eenheden werken volledig autonoom, dat wil zeggen dat er geen externe apparatuur nodig is omdat de krachtige LED-lichtbron direct geïntegreerd is in het distale uiteinde van de endoscoop. Bovendien kan op de vouwbare 3,5" monitor zowel video- en beeldweergave als opslag op SD card plaats vinden. Tevens kan deze worden aangesloten op een aparte monitor.

- ▶ Opvouwbare 3,5" monitor voor het afspelen van video en beeld
- ▶ Opname en archivering op SD-kaart
- ▶ Bestandsformaten: JPG, AVI
- ▶ Geïntegreerde LED-lichtbron
- ▶ Batterij met een gebruiksduur tot 3 uur
- ▶ USB-poort en video-uitgang
- ▶ Velddiepte: 5 – 80 mm
- ▶ Gezichtsrichting: 0°
- ▶ Kijkhoek: 110°

EickView video-endoscopen						
Art. nr.	Beschrijving	Scooplengthe	Ø buiten	Werkkanaal	Afbuiging omhoog	Afbuiging omlaag
306009	EickView 60S	60 cm	3,3 mm	1,2 mm	180°	130°
306011	EickView 60	60 cm	4,2 mm	1,3 mm	180°	130°
306010	EickView 70	70 cm	6,0 mm	2,0 mm	180°	130°
306166	EickView 100E	100 cm	8,0 mm	2,8 mm	150°	130°
306164	EickView 150E	150 cm	8,0 mm	2,8 mm	130°	130°



306009

EICKVIEW 5-IN-1 ENDOSCOPIESYSTEEM

Het EickView 5-in-1 endoscopiesysteem is een echte allrounder voor de diergeneeskunde. Het eenvoudig te bedienen, mobiele apparaat biedt de mogelijkheid om met zowel flexibele als starre endoscopen te werken. Dit betekent dat alle soorten endoscopie met slechts één basisapparaat van diagnose tot chirurgische ingrepen kunnen worden uitgevoerd.

De EickView 5-in-1 combineert een groot 15,6" full HD-scherm, een krachtige LED koudlichtbron, de aansluiting voor flexibele endoscopen uit de EickView HD-serie met een lucht- en waterpomp en digitale opslag van beeldgegevens via SD-kaart in één systeem.

306200

Transportkoffer voor EickView 5-in-1

- ▶ Met schuimrubberen inzet
- ▶ Gemaakt van robuust kunststof

30620001

EickView HD en HD+ video-endoscopen

De EickView HD en HD+ video-endoscopen leveren briljante beelden tijdens bronchoscopie en gastroscopie. De nieuwe HD+ endoscopen worden gekenmerkt door hun kleinere buitendiameter en de vergrote werkkkanalen. Dankzij de verscheidenheid aan beschikbare endoscoopmaten kunnen onderzoeken van kleine dieren tot paarden uitgevoerd worden.

Technische gegevens endoscopen

- ▶ Kijkrichting: 0°
- ▶ Distal uiteinde bevat 1 CMOS camera chip, 2 glasvezeloptieken, werkkanaal, lens irrigatiesproeier
- ▶ Leveringsomvang: druktaster, 2 reinigingsborstels, reinigingsset, transportkoffer

EickView 5-in-1 camera kit

De EickView 5-in-1 camera met zoomadapter en glasvezelkabel maakt het complete pakket.

306201



306201



306200

306268

EickView HD-video-endoscopen

Art. nr.	Omschrijving	Werklengthe	Ø buiten	Werkkanaal	Diepte	Gezichtsveld	Afbuiging omhoog	Afbuiging omlaag
306177	EickView 60 HD endoscoop	60 cm	3,5 mm	1,2 mm	3 – 50 mm	120°	160°	130° rechts/links 0°
306178	EickView 100 HD endoscoop	100 cm	6,0 mm	2,0 mm	3 – 50 mm	120°	210°	90° rechts/links 100°
306170	EickView 300 HD endoscoop	300 cm	13,0 mm	3,2 mm	5 – 100 mm	≥ 140°	180°	180° rechts/links 160°
306266	EickView 150-6 HD+ endoscoop	150 cm	6,0 mm	2,8 mm	2 – 100 mm	120°	210°	90° rechts/links 100°
306268	EickView 150-8 HD+ endoscoop	150 cm	8,0 mm	2,8 mm	3 – 50 mm	120°	210°	90° rechts/links 100°
306270	EickView 350 HD+ endoscoop	350 cm	13,0 mm	3,7 mm	3 – 100 mm	140°	180°	180° rechts/links 160°

Biopsietang			
Art. nr.	Beschrijving	Doorsnede	Lengte
306311	Biopsietang, EickView 60S / 60 / 60 HD	1,0 mm	120 cm
306316	Biopsietang, EickView 100E / 150L HD / 150E	2,4 mm	230 cm
306318	Biopsietang, EickView 100 HD / 150 HD	1,8 mm	230 cm
306330	Biopsietang, EickView 300 HD	2,3 mm	350 cm

Vreemdlichaamtang			
Art. nr.	Beschrijving	Doorsnede	Lengte
306211	Vreemdlichaamtang, EickView 60S / 60 / 60 HD	1,0 mm	120 cm
306216	Vreemdlichaamtang, EickView 100E / 150L HD / 150E	2,4 mm	230 cm
306230	Vreemdlichaamtang, EickView 300 HD	2,3 mm	350 cm

Steenvanger				
Art. nr.	Beschrijving	Doorsnede	Lengte	Korfmaat
306336	Steenvanger, EickView 60S / 60 / 60 HD	1,0 mm	120 cm	25 mm
306331	Steenvanger, EickView 100 HD / 150 HD	2,0 mm	230 cm	90 mm
306329	Steenvanger, EickView 100E / 150L HD / 150	2,3 mm	230 cm	90 mm
306339	Steenvanger, EickView 300 HD	2,3 mm	350 cm	50 mm

Polypectomie lus				
Art. nr.	Beschrijving	Doorsnede	Lengte	Opening
306422	Polypectomie lus, EickView 100 HD / 150 HD	1,8 mm	230 cm	25 mm
306423	Polypectomie lus, EickView 100E / 150L HD / 150E	2,4 mm	230 cm	25 mm
306424	Polypectomie lus, EickView 300 HD	2,4 mm	350 cm	35 mm

Cytologieborsteltje			
Art. nr.	Beschrijving	Doorsnede	Lengte
306415	Cytologieborsteltje, EickView 60S / 60 / 60 HD	1,0 mm	120 cm
306417	Cytologieborsteltje, EickView 100 HD / 150 HD	1,8 mm	230 cm
306418	Cytologieborsteltje, EickView 100E / 150L HD / 150E	2,6 mm	230 cm
306419	Cytologieborsteltje, EickView 300 HD	2,6 mm	350 cm

Slijmmonsterkatheter			
Art. nr.	Beschrijving	Doorsnede	Lengte
306353	Slijmmonsterkatheter, EickView 60S / 60 / 70 / 60 HD	1,1 mm	100 cm
306352	Slijmmonsterkatheter, EickView 100 HD / 100 E / 150 HD / 150L HD / 150 E	1,8 mm	250 cm

PROFIDENT PLUS DENTALE UNIT

De Profident PLUS biedt een breed scala aan toepassingen. De console is in hoogte verstelbaar en de handstukken worden voorzien van lucht en water, zodra ze uit hun houder worden gehaald.

Contrahoek-handstuk met hoge snelheid (300.000 omw/min) met LED-verlichting

- ▶ Klemmen zonder sleutel (drukknop)
- ▶ Met variabele waterkoeling

Motor met laag toerental en recht handstuk (20.000 omw/min)

- ▶ Voor polijsthulpstukken, doorslijpschijven en boren (handstuhulpstuk)
- ▶ Optionele waterkoeling (174022)

Geïntegreerde scaler met LED-verlichting

- ▶ Moderne piëzo-technologie
- ▶ Incl. vijf tips met lange levensduur

Drie-weg spray

- ▶ Nauwkeurige regeling van water, lucht en nevel

174001

Compressor voor dentale unit

- ▶ Krachtig, stil en onderhoudsarm

17430002

Micro-oliefilter

- ▶ Verlengt de levensduur van uw handstukken

17404301

Starter Kit voor Profident PLUS

Inclusief alle benodigde accessoires.

- ▶ Universele polijstspray met 2 adapters
- ▶ Kunststof polijsthulpstukken en polijstpasta
- ▶ 22 boortjes voor katten en honden
- ▶ Reinigingsborstel

174004



174001

PROFIDENT HMS HANDSTUK ONDERHOUDSYSTEEM

De Profident HMS is een volautomatisch onderhoudssysteem voor een efficiënte reiniging en onderhoud van handstukken, hoekstukken en turbines. Het draagt actief bij aan het behoud van de waarde van uw instrumenten, verlengt hun levensduur en zorgt voor een constant hoog prestatieniveau. Met een intelligent aansluitconcept biedt het systeem plaats aan maximaal drie handstukken tegelijk. Dankzij het gebruiksvriendelijke systeem met 3 programma's (cycli van 1, 1,5 of 2 minuten) kan de verzorging individueel worden aangepast.

- ▶ Verzorgingscapaciteit: tot 3 handstukken tegelijk
- ▶ Een E-type aansluiting voor low-speed hand- en hoekstukken
- ▶ Twee aansluitingen voor hogesnelheidsturbinehandstukken
- ▶ Werking via de compressor van uw tandheelkundige unit
- ▶ Compacte afmetingen (in cm): B 28 x H 38 x D 27
- ▶ Gewicht: 7,5 kg
- ▶ Inclusief 1000 ml onderhoudsolie

174050



HIRAY DENTAL RONTGENUNIT

ONLINE
BESTELLEN
www.eickemeyer.nl

De HiRay tandheelkundige röntgenbeelden geeft prachtige röntgenbeelden en is onmisbaar in de praktijk waar veel dentale behandelingen worden gedaan.

Kenmerken

- ▶ De stabiele arm geeft een nauwkeurige lineaire beweging die het risico op trillingen van de röntgenbuis vermindert
- ▶ Produceert superieure kwaliteitsbeelden dankzij een klein 0,4 mm brandpunt ongeacht of er films, fosfor platen of digitale sensoren worden gebruikt.

Technische gegevens

- ▶ Focal spot: 0,4 mm
- ▶ Belichtingstijd: 0,01 – 2 sec.
- ▶ Hoge spanning: 60 – 65 – 70 kVp
- ▶ Minimale scherpstelafstand: 200 mm
- ▶ Bestraald gebied: bij 200 Ø 55 mm

Wandmodel

- ▶ Maximaal werkbereik: 1,98 m

176530

Statiefmodel

- ▶ Maximaal werkbereik: 1,30 m

176535




176530

DIGIVET CR PREMIUM DENTALE READER

De gebruiksvriendelijke DigiVet CR PREMIUM Dental Reader ondersteunt nu ook beeldvormingsplaten van maat 4, waardoor snellere onderzoeken met minder stralingsblootstelling mogelijk zijn. De grote maat 4 beeldplaat kan ook worden gebruikt om extremiteiten te visualiseren. Met een resolutie van 21 lp/mm laat het digitale plaatbelichtingssysteem niets te wensen over.

De automatische magneetinvoer met "push-and-go" functie maakt het maken van beelden kinderspel – zelfs voor onervaren gebruikers. Het startpakket bevat de 3 belangrijkste beeldplaatformaten voor tandheelkundige röntgenopnamen in de dierenartspraktijk, inclusief de natuurgetrouwe beeldplaat van formaat 4c. De geïntegreerde wisfunctie betekent dat er geen extra apparaat nodig is om de beeldplaten te wissen voordat ze opnieuw kunnen worden gebruikt.



Gebruiksvoorbeeld

- ▶ Dankzij het compacte formaat kan het toestel worden geïntegreerd in zelfs de kleinste dierenartspraktijken en behandelingsruimten
- ▶ Bestaande röntgenapparatuur kan worden gebruikt
- ▶ De beeldkwaliteit kan gemakkelijk worden gecontroleerd met het beeldvoorbeeld op het scherm van de reader
- ▶ Eenvoudig in gebruik: de gebruiker wordt stap voor stap door het beeldvormingsproces geleid op het scherm – er is geen uitgebreide training nodig
- ▶ Zelfkalibratie voor stabiliteit en prestaties op lange termijn

708036



FISSUURBOORTJES VOOR TURBINE HANDSTUK

Fissuurboortjes

- ▶ Lange gebruiksduur door speciale hardmetaallegering
- ▶ Met FG aansluiting voor highspeed handstuk
- ▶ O.a. voor het doorklieven van kiezen



17410603



17410605



NLCOR04



NLFRA001



NLFRA010

Fissuurboortjes voor highspeed handstuk

Art. nr.	Omschrijving	Vorm	Materiaal	Lengte	Ø boorkop	Lengte boorkop	Verpakt per
17410603	Fissuurboortje 23R010 FG	Conisch	Hard metaal	19 mm	1,0 mm	6,3 mm	5 stuks
17410604	Fissuurboortje 23R012 FG	Conisch	Hard metaal	19 mm	1,2 mm	4,1 mm	5 stuks
17410605	Fissuurboortje 23R016 FG	Conisch	Hard metaal	19 mm	1,6 mm	4,5 mm	5 stuks
NLCOR04	Great White Gold GW 557 010 FG	Recht uiteinde	Tungsten carbide	19 mm	1,0 mm	3,8 mm	5 stuks
NLCOR09	Great White Gold GW 558 012 FG	Recht uiteinde	Tungsten carbide	19 mm	1,2 mm	3,8 mm	5 stuks
NLFRA001	Fissuurboortje C.33 010 FG	Conisch-cilindrisch	Hard metaal	19 mm	1,0 mm	4,0 mm	10 stuks
NLFRA002	Fissuurboortje C.33 012 FG	Conisch-cilindrisch	Hard metaal	19 mm	1,2 mm	4,0 mm	10 stuks
NLFRA003	Fissuurboortje C.33 016 FG	Conisch-cilindrisch	Hard metaal	19 mm	1,6 mm	5,0 mm	10 stuks
NLFRA004	Fissuurboortje C.33 010 FG XL	Conisch-cilindrisch	Hard metaal	25 mm	1,0 mm	4,0 mm	5 stuks
NLFRA005	Fissuurboortje C.33 012 FG XL	Conisch-cilindrisch	Hard metaal	25 mm	1,2 mm	4,0 mm	5 stuks
NLFRA006	Fissuurboortje C.33 016 FG XL	Conisch-cilindrisch	Hard metaal	25 mm	1,6 mm	5,0 mm	5 stuks
NLFRA007	Fissuurboortje C.31 010 FG	Recht uiteinde	Hard metaal	19 mm	1,0 mm	4,0 mm	10 stuks
NLFRA008	Fissuurboortje C.31 012 FG	Recht uiteinde	Hard metaal	19 mm	1,2 mm	4,3 mm	10 stuks
NLFRA009	Fissuurboortje C.31L 012 FG	Recht uiteinde	Hard metaal	19 mm	1,2 mm	5,0 mm	10 stuks
NLFRA010	Fissuurboortje C.31 016 FG XL	Recht uiteinde	Hard metaal	25 mm	1,6 mm	4,9 mm	5 stuks

Rozenboortjes

- ▶ Lange gebruiksduur door speciale hardmetaallegering
- ▶ Met FG aansluiting voor highspeed handstuk en HP aansluiting voor lowspeed handstuk
- ▶ O.a voor het verwijderen van alveolair bot



17410608



NLFRA011



17410601

Rozenboortjes voor highspeed handstuk

Art. nr.	Omschrijving	Vorm	Materiaal	Lengte	Ø boorkop	Lengte boorkop	Verpakt per
17410608	Rozenboortje 1S 014 FG	Rond	Hard metaal	19 mm	1,4 mm	1,4 mm	5 stuks
17410610	Rozenboortje 1S 018 FG	Rond	Hard metaal	19 mm	1,8 mm	1,8 mm	5 stuks
17410609	Rozenboortje 1S 023 FG	Rond	Hard metaal	19 mm	2,3 mm	2,3 mm	5 stuks
174108	Rozenboortje HM7 010 FG	Peer	Hard metaal	19 mm	2,0 mm	2,0 mm	5 stuks
174109	Rozenboortje HM7 012 FG	Peer	Hard metaal	19 mm	2,2 mm	2,2 mm	5 stuks
NLFRA011	Rozenboortje C.1S 014 FG	Rond	Hard metaal	19 mm	1,4 mm	1,4 mm	10 stuks
NLFRA012	Rozenboortje C.1S 018 FG	Rond	Hard metaal	19 mm	1,8 mm	1,8 mm	10 stuks
NLFRA013	Rozenboortje C.1S 023 FG	Rond	Hard metaal	19 mm	2,3 mm	2,3 mm	10 stuks
NLFRA014	Rozenboortje C.1S 014 FG XL	Rond	Hard metaal	25 mm	1,4 mm	1,4 mm	5 stuks
NLFRA015	Rozenboortje C.1S 018 FG XL	Rond	Hard metaal	25 mm	1,8 mm	1,8 mm	5 stuks
NLFRA016	Rozenboortje C.1S 023 FG XL	Rond	Hard metaal	25 mm	2,3 mm	2,3 mm	5 stuks

Rozenboortjes voor lowspeed handstuk

Art. nr.	Omschrijving	Vorm	Materiaal	Lengte	Ø boorkop	Lengte boorkop	Verpakt per
NLCOR013	Rozenboor 1 018 HP	Rond	Hard metaal	45 mm	1,8 mm	1,8 mm	2 stuks
17410601	Rozenboor 1 023 HP	Rond	Hard metaal	45 mm	2,3 mm	2,3 mm	2 stuks
NLCOR12	Rozenboor 1 027 HP	Rond	Hard metaal	45 mm	2,7 mm	2,7 mm	2 stuks

Freesjes en slijpschijfjes

Art. nr.	Omschrijving	Materiaal	Lengte	Ø boorkop	Verpakt per
174107	Diamantfrees	Diamantgecoat	65 mm		1 stuk
177282	Beschermhuls diamantfrees				1 stuk
174450	Slijpschijf	Diamantgecoat	45 mm	21 mm	1 stuk
177284	Beschermhuls slijpschijf				1 stuk

Tot 50 % tijdsbesparing met DENTANOMIC instrumenten!

- Sneller, veiliger en efficiënter tandextracties dankzij vlijmscherpe, verwisselbare bladen.
- De dunne precisieranden zijn smaller dan het parodontale ligament, waardoor extracties soepeler verlopen.
- Gebruikers melden 30 – 50 % snellere extracties!

Hoe werkt het?

Volg de gratis online training

Activeer je 30 dagen tevredenheidsgarantie!
Scan de QR-code



30 dagen testen

Met een praktische training op locatie

Beschadigd mesje?

Eén gratis vervanging per type


Niet tevreden?

Retour & geld terug!

Recycle je gebruikte bladen

Draag bij aan duurzaamheid en ontvang 5 % extra korting op nieuwe bladen!

Lever gebruikte bladen in bij EICKEMEYER® – Wij zorgen voor verantwoorde recycling



Bestel je DENTANOMIC set

Verkrijgbaar via www.eickemeyer.nl
Scan de QR-code



Altijd scherpe instrumenten!

Automatische nabestelservice via DENTANOMIC Reorder

10 % korting op bladen bij deelname aan het reorder-programma!

Scan de QR-code



Scan de QR-codes en ontdek zelf de voordelen van DENTANOMIC!

Voor eenvoudigere, veiligere en snellere tandheelkundige chirurgie!

DENTANOMIC tandheelkundige instrumenten zijn een innovatie op het gebied van tandheelkundige chirurgie en vereenvoudigen het trekken van tanden aanzienlijk. De bladen zijn speciaal gehard en hebben een speciale, zeer scherpe schuine kant om zonder veel kracht door de cervicale parodontale vezels te snijden en de parodontale spleet te verbreden. De ergonomisch gevormde handgreep van hoogwaardig aluminium ligt prettig in de hand en maakt een veilige instrumentgeleiding mogelijk. Met de verwisselbare mesjes kunnen de instrumenten snel en eenvoudig worden aangepast aan de betreffende chirurgische situatie.

DENTANOMIC Set – Brons

Set compleet, bestaande uit 2 handgrepen (lila en oranje)
+ elevator en luxator bladenset (9 stuks) + Opbergrek

Met standaardhandgrepen

► Tot handschoenmaat 7,5

175050

Met lange handgrepen

► Vanaf handschoenmaat 8,0

175051

DENTANOMIC Set – Zilver

Complete set, bestaande uit 3 handgrepen (groen, blauw en roze)
+ elevator en luxator bladenset (9 stuks) + opbergrekje + slijpset

Met standaardhandgrepen

► Tot handschoenmaat 7,5

175060

Met lange handgrepen

► Vanaf handschoenmaat 8,0

175061

DENTANOMIC Set – Goud

Complete set bestaande uit 5 handgrepen (paars, oranje, groen, blauw en roze) + elevator en luxator bladenset (9 stuks) + opbergrekje + slijpset + sterilisatiecontainer

Met standaardhandgrepen

► Tot handschoenmaat 7,5

175070

Met lange handgrepen

► Vanaf handschoenmaat 8,0

175071

Met gemengde handgrepen

- 3 standaard handgrepen tot handschoenmaat 7,5
- 2 lange handgrepen vanaf handschoenmaat 8,0

175072




175070

DENTANOMIC PERIOSTEAL ELEVATOR SET

- De unieke periostale elevators hebben een scherpe voorrand, een afgeronde vorm en schuine zijkanalen zodat de gingivaflap snel en gemakkelijk gelift kan worden.
- De precieze randen en afgeronde delen maken het periosteum gemakkelijk los van het bot, terwijl het delicate gingivale weefsel wordt beschermd.
- De nieuwe set bestaat uit 4 periosteum elevator mesjes van 2 mm tot 8 mm, die op natuurlijke wijze in de DENTANOMIC handgrepen passen en worden geleverd met hun eigen standaard voor opslag en sterilisatie.
- Set bestaande uit 4 periosteum elevator mesjes (2, 4, 6 en 8 mm) en sterilisatiehouder.

175115



ICARE TONOVET PLUS TONOMETER

iCare TONOVET Plus is de nieuwe generatie tonometer voor snelle en eenvoudige veterinaire IOP-metingen.

De nieuwe TONOVET Plus is nog eenvoudiger in gebruik. Het beschikt over een geavanceerde gebruikersinterface met een duidelijker, groter display. Rood/groene positioneringslichten helpen om de juiste hoek te vinden en richten zich naar het midden van de hoornvlies. Met de automatische meetvolgorde kunt u kiezen of u afzonderlijke metingen wilt uitvoeren of alle 6 de metingen wilt uitvoeren met één druk op de knop.

Technische gegevens

- ▶ Voeding: 4 x AA niet-oplaadbare batterijen, 1,5 V alkaline LR6
- ▶ Meetbereik: 10–60 mmHg
- ▶ Nauwkeurigheid: $\pm 2,5$ mmHg (10–30 mmHg) en ± 10 % (> 30 –60 mmHg)
- ▶ Herhaalbaarheid (variatiecoëfficiënt): < 8 %
- ▶ Nauwkeurigheid van het display: 1 mmHg
- ▶ Weergave-eenheden: Millimeter kwik (mmHg)
- ▶ Dit apparaat heeft BF-type elektrische schokbescherming
- ▶ Afmetingen (mm): B 24–29 x H 35–95 x L 215
- ▶ Gewicht: 140 g (zonder batterijen)

173620

Houder voor TONOVET Plus

- ▶ Met tafel- en wandbevestiging

1736008

Disposable sondes

- ▶ Verpakking à 100 stuks

1736006



Toepassing



ICARE TONOVET PRO TONOMETER

De iCare TONOVET Pro tonometer zet een nieuwe standaard in intraoculaire drukmeting (IOP) en is gericht op dierenartsen die de hoogste eisen stellen aan nauwkeurigheid en gebruiksgemak.

De innovatieve "Quick Measure" functie op basis van de gepatenteerde rebound technologie zorgt voor een snellere en eenvoudigere meting van de IOP en verkort de onderzoekstijd aanzienlijk, terwijl de beter reagerende testsonde en de geoptimaliseerde testsonde controle zorgen voor een betere hantering en nog nauwkeurigere metingen.

Technische gegevens

- ▶ Meetbereik: 7–60 mmHg
- ▶ Nauwkeurigheid: $\pm 2,5$ mmHg (7–30 mmHg) en ± 10 % (> 30 –60 mmHg)
- ▶ Herhaalbaarheid (variatiecoëfficiënt): < 8 %
- ▶ Weergavebereik: 0–99 mmHg (intraoculaire druk wordt buiten het meetbereik geschat)
- ▶ Nauwkeurigheid weergave: 0,1 mmHg
- ▶ Weergave-eenheid: millimeters kwik (mmHg)
- ▶ Voeding: 4 x AA niet-oplaadbare batterijen, 1,5 V alkaline LR6
- ▶ Afmetingen (in mm): L 214 x B 43 x H 104
- ▶ Gewicht: 165 g (zonder batterijen)

173625



Toepassing

Houder voor TONOVET Pro

- ▶ Met tafel- en wandbevestiging

173626

Disposable sondes

- ▶ Verpakking à 100 stuks

1736006



HEINE OMEGA 600 INDIRECTE OFTALMOSCOOP

ONLINE
BESTELLEN
www.eickemeyer.nl

Ontdek meer. Met minder gewicht.

HEINE heeft het beste bewaard. En tegelijkertijd alles geperfectioneerd. De OMEGA 600 is bijzonder comfortabel en definieert ook technologisch een nieuwe klasse: o.a. met de nieuwe en unieke visionBOOST voor een duidelijk betere diagnose, zelfs bij gevorderde cataract.

Nauwkeurige diagnose tot aan de fundus periferie

- ▶ Tot 20 % beter zicht bij troebelingen in de media met visionBOOST
- ▶ Scherpste fundusopname dankzij superieure glasoptiek
- ▶ Heldere en gelijkmatige belichting van de fundus met realistische kleurweergave dankzij LEDHQ – nu met nog natuurlijkere kleuren
- ▶ Beste 3D-beeldvorming met verwijde en niet-verwijdde pupillen dankzij stereoscopische HEINE-technologie

Investering met lange levensduur dankzij robuuste afwerking

- ▶ Onderhoudsvrije, stofdichte optiek
- ▶ Gemakkelijke en hygiënische reprocessing dankzij smoothSURFACE
- ▶ Optiek stevig gemonteerd op een aluminium drager
- ▶ 100 % Gemaakt in Duitsland
- ▶ 5 jaar garantie

173497



OPTOMED AURORA® IQ FUNDUSCAMERA

De draagbare, gepatenteerde AURORA® IQ funduscamera is een high-end apparaat voor retinabeeldvorming voor de meest veeleisende behoeften. De gebruiksvriendelijke technologie en het grote scherm voor directe weergave van hoogwaardige retinabeelden, zelfs bij niet-verwijdde pupillen, maken dit apparaat tot een must-have voor elke oogarts. De meegeleverde ooglenzen heeft instelbare verlichtingsniveaus, kleurbeeldvorming en kobaltblauw voor fluorescentiebeeldvorming.

- ▶ Niet-mydriatische toepassing mogelijk in een verduisterde kamer
- ▶ Snelle beeldopname met autofocus of handmatige bediening
- ▶ Real-time zicht op het netvlies
- ▶ Groot scherm
- ▶ Hoogwaardige beeldvorming van het netvlies met een optisch ontwerp met hoog contrast
- ▶ Gedetailleerd onderzoek met 50° gezichtsveld
- ▶ Instelbare verlichtingsniveaus
- ▶ Overdracht naar het digitale patiëntendossier via WLAN en USB
- ▶ 2 jaar garantie (exclusief batterijen)
- ▶ Leveringsomvang: AURORA® IQ funduscamera, netvliesmodule, voormodule, 2 batterijen, voeding, reinigingsdoekje, 2 oogschelpen, laadstation, USB-kabel, clientsoftware voor beeldoverdracht, draagtas.

Technische specificaties

- ▶ Gezichtsveld: 50° (totaal gezichtsveld: 50 x 40)
- ▶ Resolutie van de camerasensor: 5 MP
- ▶ Beeldformaat: JPEG
- ▶ Videoformaat: MPEG-4
- ▶ TFT-LCD scherm: 4", 800 x 480 pixels
- ▶ Geheugen: 16 GB
- ▶ Bedrijfsduur: ca. 2 uur bij continu gebruik
- ▶ Connectiviteit: WLAN en USB
- ▶ Gewicht camera: 526 g

173700



NIEUW

KOWA SL-19 HANDSPLEETLAMP

Nu nog ergonomischer en lichter!

Met zijn afgeronde vorm en gebogen handvat met geoptimaliseerde gripdiameter biedt de nieuwe SL-19 een verbeterde ergonomie en ontlasting bij het vasthouden. Bovendien is het gewicht van de handspleetlamp aanzienlijk verlaagd.

- ▶ LED achtergrondverlichting die gelijktijdig met de spleetlamp kan worden gebruikt
- ▶ LED blauw licht verlichting voor fluorescentie observatie
- ▶ Traploos instelbare spleetlengte (1,5 – 12 mm)
- ▶ Tot 6 uur gebruikstijd met 3x AA batterijen

Technische gegevens

- ▶ Vergroting: 10x en 16x
- ▶ Werkafstand: ca. 80 – 100 mm
- ▶ Effectief gezichtsveld: Ø 10 – 15 mm
- ▶ Sleufbreedte: Ø 0,1, Ø 0,2, Ø 0,8 mm
- ▶ Spleetlengte traploos instelbaar van 1,5 – 12 mm
- ▶ Spotgrootte: Ø 1, Ø 5, Ø 12 mm
- ▶ LED-lichtsterkte: 200 – 20.000 lux (traploos instelbaar)
- ▶ Voeding: 3x AA-batterijen (DC 4,8 – 6,4 V)
- ▶ Gewicht (zonder batterijen): 620 g

173690

Koffer voor SL-19

173695



173690

KOWA SL-19 PLUS HANDSPLEETLAMP MET INGEBOUWDE VIDEOCAMERA

De nieuwste ontwikkeling van KOWA, de hand spleetlamp SL-19 plus, maakt indruk met zijn bekende ergonomische vorm en lichte gewicht met een geïntegreerde hoge-resolutie camera. Met een eenvoudige druk op de knop kunnen tijdens het onderzoek video's worden opgenomen, die automatisch via WiFi naar een iPad worden verzonden.

- ▶ Opnameknop kan worden bediend met een eenvoudige handbeweging
- ▶ Achtergrondverlichting en verlichting met blauw licht voor fluorescentie-observatie
- ▶ Backlight en blauwlicht verlichting instelbaar in drie helderheidsniveaus met één hand

Technische gegevens

- ▶ Vergroting: 10x
- ▶ Werkafstand: ca. 100 mm
- ▶ Effectief gezichtsveld: Ø 15 mm bij 10x vergroting
- ▶ Spleetlengte traploos instelbaar van 1,5 – 12 mm
- ▶ Spotgrootte: Ø 1, Ø 5, Ø 12 mm
- ▶ LED-lichtsterkte: 200 – 20.000 lux (traploos instelbaar)
- ▶ Voeding: 3x AA-batterijen (DC 4,8 – 6,4 V)
- ▶ Gewicht (zonder batterijen): 730 g

173696

Koffer voor SL-19 plus

173697



173696

Cryochirurgie in een notendop

De CryoPen XPS zet een nieuwe standaard voor de cryogene behandeling van huidlaesies en kleine tumoren en biedt een maximale mate van controle, comfort en kostenefficiëntie – geheel zonder verdoving. De CryoPen XPS is ons meest compacte model en is geschikt voor intensief en veelzijdig gebruik, met name in de oftalmologie.

- ▶ Gemakkelijk te vervangen 8 g N₂O-patronen
- ▶ Aluminium behuizing met 2 micro-applicators van medisch materiaal
- ▶ Voor een intensieve en tegelijkertijd zachte vriesprestatie
- ▶ Toepassing bij laesies, adenomen, distichiasis, epulis, adenomen van de oogleden, meibomklierdisfunctie, sarcoïdose, wratten en andere soorten laesies, evenals goedaardige tumoren en carcinomen

Technische specificaties

- ▶ Constante behandelingstemperatuur: -89 °C / -128 °F
- ▶ Incl. 2 autoclaveerbare applicators: blauw, 1–3 mm en wit, 2–4 mm
- ▶ Incl. 12x 8 g patronen
- ▶ Gewicht apparaat met volle patroon: 200 g

173420



RETEVET™ DRAAGBAAR ERG

Het RETeVet™ -apparaat biedt een intuïtief bedienbaar ERG-apparaat waarmee veterinaire oogartsen en onderzoekers elektroretinogrammen (ERG's) kunnen uitvoeren om de retinale functie van dieren te meten.

- ▶ Klein, draagbaar en batterij aangedreven
- ▶ Real-time resultaten
- ▶ Alle flitsen zijn elektronisch geregeld
- ▶ Geen externe filters nodig voor zwakke flitsen
- ▶ Gemakkelijke USB-verbinding met elke pc
- ▶ Uitgebreide rapporten in PDF-formaten
- ▶ Anesthesie is optioneel (op basis van de patiënt)

Technische gegevens

- ▶ RGB LED-technologie
- ▶ 15 miljoen kleurencombinaties
- ▶ Afmetingen (in cm): 10,5 x 15,5
- ▶ Gewicht: 240 g
- ▶ Inclusief: RETeVet™, docking station, 5 ERG jet electrodes, 1 RM disposable electrode voor hond, 10 naald electrodes, afdekhoes, 3-plug electrode lead, USB kabel, adapter

173610



EICKLOXX SMALL OSTEOSYNTHESYSSTEEM

Het universele polyaxiale osteosynthesysteem voor kleine dieren

De EickLoxx Small is een stabiel hoek osteosynthesysteem voor honden en katten met een gewicht tot ca. 15 kg.

Het systeem onderscheidt zich door de polyaxiale plaatsing van de precies gevormde schroeven en combineert zo de voordelen van hoekstabiele systemen met de mogelijkheid om schroeven onder een hoek van maximaal $\pm 15^\circ$ in te brengen. In vergelijking met de conventionele osteosynthese biedt het gebruik van vaste-hoeksystemen (of zogenaamde interne fixeersystemen) zoals de EickLoxx Small het voordeel van een snelle fractuurgenezing met een verbeterde implantaatsterkte. Daarom is het verwijderen van schroeven en platen zelden nodig.

De biologisch voordelige platen van titanium worden aangeboden in drie verschillende maten en kunnen op maat worden gesneden. De platen kunnen in alle drie de vlakken worden gebogen dankzij speciaal gereedschap. Titanium produceert ook minder artefacten bij post-operatief beeldvorming. Het EickLoxx Small System is modulair opgebouwd. Implantaten en basisinstrumenten worden in Duitsland vervaardigd uit hoogwaardige basismaterialen.

185500



QR-code naar de
toepassingsvideo
van de EickLoxx Small




EICKLOXX SMALL CONTOUR PLATENSET

De EickLoxx Small Contour-platenset bestaat uit verschillende anatomisch voorgevormde osteosynthesepaten voor de behandeling van fracturen aan de distale radius en femur, ilium, acetabulum en voor artrodese van de carpus en tarsus. Het is een aanvulling op de op maat gesneden platen van het EickLoxx Small osteosynthesysteem en is daarom ook ontworpen voor de behandeling van katten en honden tot 15 kg. De instrumenten van het EickLoxx Small Systeem worden op een vergelijkbare manier gebruikt.

Er zijn twee plaatdiktes: De 2,2 mm titanium platen (geel, groen en magenta) kunnen gebruikt worden met de 1,7 mm en 2,3 mm schroeven en de 3,0 mm titanium platen (lichtblauw) kunnen worden gebruikt met de 2,7 mm, 3,5 mm en 4,0 mm schroeven uit het EickLoxx poliaxiaal assortiment.

Ondanks de contouren kunnen de platen worden gebogen met de plaatbuigtang en ingekort met de kniptang. De zeefbak met de EickLoxx Small Contour platenset past in de container Art. nr. 185555 bovenop de twee zeefplateaus van het EickLoxx Small systeem.

197900



BOTANKER SET

Hoogste uittreksterkte voor nauwkeurige, veilige reconstructie van ligamenten en pezen

De Botanker Set is een innovatief, op schroefdraad gebaseerd verankeringsysteem voor veterinaire reconstructie van ligamenten en pezen bij kleine dieren. Het systeem overtuigt door maximale stabiliteit, nauwkeurige plaatsing en een geavanceerd ontwerp voor veilige toepassing, specifiek aangepast aan verschillende diersoorten, van katten tot grote hondenrassen.

- ▶ Hoge uittreksterkte: aanzienlijk hoger dan traditionele haakankers
- ▶ Hoge uittreksterkte: overtreft aanzienlijk traditionele haakankers en andere verankeringsystemen
- ▶ Titanium materiaal: zorgt voor hoge biocompatibiliteit en infectiebestendigheid
- ▶ Zelfborend en zelftappend: eenvoudige hantering na initiële perforatie met een KIRSCHNER-draad
- ▶ Veelzijdige schroefmaten: diameters van 1,3 mm tot 2,8 mm, verkrijgbaar in verschillende lengtes.
- ▶ Dubbelkopboring: maakt het mogelijk om meerdere hechtingen door dezelfde ankerkop in te brengen – pre- of intraoperatief met behulp van het draadhulpmiddel.
- ▶ Afgerond kopontwerp: minimaliseert het risico op reacties op vreemde voorwerpen – in tegenstelling tot conventionele, klassieke schroefkoppen met sluitringen.
- ▶ Ideaal voor vervanging van collaterale ligamenten in: Carpus, Tarsus, Elleboog, Knie

De complete set bevat alle benodigde onderdelen voor onmiddellijk gebruik – inclusief verschillende maten ankerschroeven en een draadhulpmiddel.

198200

ONLINE
BESTELLEN
www.eickemeyer.nl

NIEUW



ORTHOVET PRO ACCU BOORMACHINE

Het ideale instrument voor osteosynthese bij kleine dieren

De OrthoVet PRO is een batterij-aangedreven motorsysteem voor veterinaire osteosynthese van kleine dieren. Het modulair systeem bestaat uit een handstuk met borstelloze motor en vier hulpstukken, die door een sleutelloze snelkoppeling in slechts enkele seconden kunnen worden gewisseld, zelfs intraoperatief.

Handstuk en hulpstukken kunnen worden gesteriliseerd / geautoclaveerd. De Li-ion batterij is niet autoclaveerbaar en wordt met behulp van een trechter in het handstuk geplaatst. Traploze werking is mogelijk in rechts- en linkshandig gebruik, alsook oscillerend zagen met de zaagbevestiging.

- ▶ Incl. 4 opzetten: Jacobs boorhouder, snelspanboorhouder AO, snelspanboorhouder voor KIRSCHNER boordraden, oscillerend zaag, zaagbladen
- ▶ Incl. 2 Li-ion batterijen met lader, draagtas
- ▶ In de lengte gekannuleerd
- ▶ Autoclaveerbaar

Technische gegevens

- ▶ Traploos regelbare snelheid: 0 – 1.200 omw/min
- ▶ Oscillerende snijmodus: 0 – 16.000 ocs/min
- ▶ Type batterij: Li-ion
- ▶ Oplaadtijd batterij: 180 min
- ▶ Gewicht (incl. batterij): 933 g

195000



Stappenplan voor instrumentenreiniging

Steeds meer dierenartspraktijken en -klinieken richten hun processen voor het reinigen van instrumenten op de beproefde normen van de humane geneeskunde. Deze ontwikkeling is een belangrijke stap om het infectierisico voor patiënten, gebruikers en de gehele praktijkomgeving duurzaam te minimaliseren.

1

Reiniging en desinfectie:

Reiniging en desinfectie is de basis voor een veilige en efficiënte instrumentenreiniging. Een thermodesinfector vermindert de werkdruk, beschermt het praktijkteam tegen prikaccidenten en garandeert meer patiëntveiligheid door gestandaardiseerde processen.

- ✓ Start het apparaat tijdig: maximaal 6 uur droog bewaren tussen behandeling en reiniging.
- ✓ Onderhoud om de waarde te behouden: smeer gewrichtsen overdrachtsinstrumenten na machinale reiniging en desinfectie.
- ✓ Kies de juiste thermodesinfector: let op gratis service, uitgebreide accessoires en een passend kamerconcept met een geschikt droogstelsel.

2

Verpakking:

Alle instrumenten die voor chirurgische ingrepen worden gebruikt, moeten vóór sterilisatie in een geschikt steriel barrièresysteem worden verpakt – in sterilisatiezakjes of -containers.

- ✓ Verpak scharnierende instrumenten lichtjes geopend: om een volledige penetratie van de stoom te garanderen.
- ✓ Vul de plastic zakjes correct: vul ze niet meer dan 75 % van de inhoud en maximaal 3 kg per zakje.
- ✓ Gebruik containers en wasbakken: ze verminderen het afval in de praktijk en verlagen de werklust aanzienlijk.

3

Sterilisatie:

Ten slotte worden de instrumenten gesteriliseerd in een autoclaaf van klasse B met behulp van verzadigde stoom om ervoor te zorgen dat alle micro-organismen volledig worden geïnactiveerd.

- ✓ Plaats de plastic zakjes afzonderlijk: stapel de zakjes niet op elkaar om een volledige sterilisatie te garanderen.
- ✓ Houd rekening met holle voorwerpen: instrumenten met een smalle opening vereisen een klasse B-programma om ervoor te zorgen dat alle lucht wordt verwijderd.
- ✓ Verhoog de efficiëntie: dankzij de korte cycli en de hoge laadcapaciteit van de autoclaaf kunnen de instrumenten snel opnieuw worden gebruikt.



SEAL APPARAAT MELASEAL 100+ MET STANDAARD ROLHOUDER

ONLINE
BESTELLEN
www.eickemeyer.nl

Na kort voorverwarmen (ca. 2 minuten) kan de folie zonder wachttijd worden verzegeld, met een sealnaad met een breedte van 10 mm (volgens norm NEN-EN-ISO 868-5 is de minimale breedte 6 mm). De nieuwe elektronica controleert de sealtijd en de sealtemperatuur. Bij afwijkingen worden een optisch en een akoestisch signaal afgegeven. Met de traploos instelbare thermostaat is gebruik van verpakkingen van verschillende fabrikanten mogelijk. Met het geïntegreerde mes kunnen tijdens het sealen zakken van een rol (bijv. MELAfol) op de benodigde lengte worden gesneden en zo goedkoper worden verwerkt dan kant-en-klare plasticzakken.

- ▶ Met standaard rolhouder
- ▶ Sealnaadbreedte: 10 mm
- ▶ Opwarmtijd: 120 seconden
- ▶ Afmetingen (in mm): B 415 x T 240 x H 150
- ▶ Gewicht: 5,4 kg

501001



MELAG STERIHERO SPEED+ B-KLASSE AUTOKLAV

De SteriHero Speed+ is een compacte autoclaaf van 5 liter uit klasse B en levert baanbrekende prestaties, een ongelooflijk eenvoudig bedieningsconcept en extreme flexibiliteit voor de diergeneeskunde. De snelste compacte autoclaaf ter wereld maakt het mogelijk om uw instrumenten te steriliseren in slechts 6,5 minuten (plus drogen).

- ▶ Recordcyclustijden
- ▶ 60 % minder ruimte nodig dan conventionele autoclaven
- ▶ Eenvoudige plug-and-play-installatie
- ▶ Kamergrootte (in cm): H 8 x B 20,3 x D 31
- ▶ Laadvermogen: max. 2 kg instrumenten / 0,45 kg textiel
- ▶ Inclusief twee trays
- ▶ Afmetingen (in cm): H 30 x B 30 x D 59
- ▶ Gewicht: 28 kg

500055



Sterilisatie

MELAG STERIHERO VET 23 S S-KLASSE AUTOCLAAF

SteriHero Vet 23 S biedt een nog heroïscher prijs-prestatie-verhouding voor dierenartspraktijken en klinieken die vanwege de gebruikte instrumenten geen klasse B autoclaaf nodig hebben. De S klasse autoclaaf garandeert een veilige sterilisatie van verpakte instrumenten en eenvoudige holle lichamen (bijv. instrumenten en tangen).

- ▶ Korte cyclustijden vanaf 16 min
- ▶ Intuïtief bedieningsconcept met groot Smart-Touch display
- ▶ Eenvoudig te vullen, geïntegreerde watertank
- ▶ Houder voor 5 trays (3 inbegrepen)
- ▶ Volume kamer: 23 l, D 45 cm, Ø 25 cm
- ▶ Afmetingen (in cm): B 47 x H 50 x T 64
- ▶ Gewicht: 47 kg

500040



MELAG STERIHERO VET 23 B-KLASSE AUTOCLAAF

De nieuwe superkracht in de diergeneeskunde

Welke grote taken de dag ook voor je in petto heeft, SteriHero Vet helpt je. Omdat de stand-alone autoclaaf speciaal is ontwikkeld voor de diergeneeskunde: Van de functies tot de prijs! Krachtige technologieën, een intuïtief Smart-Touch display en de unieke MELAG kwaliteit - made in Germany - geven je de superkracht om alles te veranderen!

- ▶ B-klasse autoclaaf voor de veiligste sterilisatie
- ▶ Hoge laadcapaciteiten en korte cyclustijden vanaf 16 min
- ▶ Effectief vacuüm sneldrogen
- ▶ Intuïtief bedieningsconcept met groot Smart-Touch display
- ▶ Eenvoudig te vullen, geïntegreerde watertank
- ▶ Houder voor 5 trays (3 inbegrepen)
- ▶ Volume kamer: 23 l, D 45 cm, Ø 25 cm
- ▶ Afmetingen (in cm): B 47 x H 50 x D 64
- ▶ Gewicht: 49 kg

500050



MELAtherm 20 – de grootste was- en desinfectiemachine in zijn klasse.

Meer prestaties. Meer mogelijkheden. Meer MELAtherm. Met een extra grote waskamer van 160 l, slimme bedienings- en documentatieconcepten en een nieuw ontwikkeld spoelarmsysteem voor tot wel 63 % betere reinigingsresultaten* is MELAtherm 20 klaar voor elke uitdaging – vandaag en in de toekomst.

Dankzij de krachtige AquaBoost-technologie en een nieuw ontwikkeld spoelsysteem met drie armen levert MELAtherm 20 tot 63 % betere reinigingsresultaten in vergelijking met MELAtherm 10 Evolution.

Maar MELAtherm 20 presteert niet alleen beter op het gebied van reinigingsresultaten, de nieuwe was- en desinfectiemachine speelt ook mee in de hoogste klasse wat betreft capaciteit: met meer dan 90 compatibele manden, adapters en een slim configureerbaar XXL-kamerontwerp groeit MELAtherm 20 mee met uw dagelijkse behoeften en maakt het een efficiënte herverwerking van instrumenten voor maximaal 90 patiënten per cyclus mogelijk.

Of het nu gaat om starre of holle instrumenten – efficiëntie is essentieel: de geïntegreerde, gemakkelijk verwijderbare module met twee injectorrails biedt 22 speciale aansluitingen voor de veilige en betrouwbare reprocessing van holle instrumenten.

Met 2 apparaatvarianten kan MELAtherm 20 precies worden aangepast aan de individuele eisen van uw praktijk: De versie met passiveDRY opent de deur automatisch aan het einde van de cyclus – inclusief stoomcondensatie voor tijdbesparende en energiezuinige droging. In de versie met activeDRY droogt de nog effectievere HEPA-gefilterde lucht uw instrumenten actief.

Specificaties

- ▶ Afmetingen (in cm): B 59,8 x H 81,8 x D 73
- ▶ Waskamer afmeting (in cm): B 50,9 x H 51,1 x D 53,9
- ▶ Volume kamer: 160 l
- ▶ Gewicht: 74 kg
- ▶ Elektrische aansluiting: 3 N AC 318–415 V, 50 Hz, 3 × 16 A
- ▶ Plaatsing van de procesmiddelen: buiten het apparaat

Met activeDry

- ▶ Inclusief gratis starterset C

NLMEL002

Met passiveDry

- ▶ Inclusief gratis starterset C

NLMEL003



NLMEL003

EICKEMEYER ICU Intensive Care Unit – Precisie ontmoet efficiëntie

De nieuwe EICKEMEYER ICU is een compacte, hoogwaardige oplossing voor intensieve zorg in dierenartspraktijken, ziekenhuizen en spoedeisende hulpafdelingen. Met twee afzonderlijk regelbare, scheidbare niveaus maakt het de gelijktijdige behandeling van maximaal vier patiënten mogelijk.

Beide niveaus werken onafhankelijk van elkaar en bieden nauwkeurige regeling van zuurstof, CO₂, temperatuur en vochtigheid. Een digitaal bewakingssysteem met intelligente waarschuwingen zorgt voor maximale veiligheid. De roestvrijstalen behuizing en geïntegreerde ionisatiesterilisatie garanderen de hoogste mate van hygiëne en een stille werking – ideaal voor gevoelige patiënten.

Overzicht van de voordelen

- ▶ 3D-klimaatregeling: gelijkmatige temperatuurverdeling voor een stabiel microklimaat.
- ▶ O₂-/CO₂-sensoren in realtime: automatische gascontrole voor een veilige therapie – compatibel met centrale gasvoorziening of optionele concentrator.
- ▶ Luchtzuivering met negatieve ionen: verwijdt tot 98 % van de deeltjes, vermindert ziektekiemen en geuren, bevordert rust en het immuunsysteem.
- ▶ UV-kwartssterilisatie: effectieve desinfectie (254 nm) om kruisbesmetting te minimaliseren.
- ▶ Therapeutisch lichtstelsel: warm licht om te kalmeren, wit licht om vitale functies te controleren, blauw licht om cognitieve functies te bevorderen en ontstekingen te remmen

Of het nu gaat om postoperatieve zorg, continue zuurstoftherapie of warmtebeheer bij jonge dieren – de EICKEMEYER ICU combineert precisie, hygiëne en comfort in een doordacht systeem. Een investering die uw praktijk duurzaam versterkt.

Meer informatie

- ▶ Touchscreenbediening met realtimegegevens
- ▶ Temperatuurregeling van 15 – 38 °C
- ▶ Zuurstofconcentratie van 21 – 60 %
- ▶ CO₂-monitoring met filtersysteem
- ▶ Automatische luchtvochtigheidsregeling
- ▶ Afmetingen (in cm): B 125 x D 66 x H 182
- ▶ Gewicht: ca. 236 kg
- ▶ Leverbaar vanaf januari 2026

219050

NIEUW

