





Onderzoeks- en transporttafel

veterinary technology for life  
**Eickemeyer**®

# *Je rug rechten*



Fixeerhaken



## *Onderzoeks- en transporttafel*

- ▶ Mobiel model
- ▶ Tafelblad maat: 122 x 60 cm
- ▶ Minimum hoogte: 49,5 cm
- ▶ Maximum hoogte: 98 cm
- ▶ Maximum gewicht: 100 kg
- ▶ Vier te blokkeren wielen
- ▶ Inclusief: 6 bevestigingsklampen

**600200**