



EICKEMEYER® LED
Wood's lamp

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Take a closer look



EICKEMEYER® LED Wood's lamp

Een Wood's lamp is een diagnostische lamp die gebruik maakt van ultraviolet licht gebruikt waardoor huidveranderingen en huidziekten zichtbaar kunnen worden gemaakt. De meest voorkomende toepassing in de diergeneeskunde is voor de diagnose van ringworm, deze schimmel bevat een fluorescerende stof die groenachtig oplicht onder UV-licht. Naast ringworm kunnen ook sommige bacteriële huidinfecties oplichten onder UV-licht en kan de lamp gebruikt worden voor het zichtbaar maken van pigmentveranderingen in de huid.

- ▶ Diameter venster: 65 mm
- ▶ 1,5x vergroting
- ▶ Werkafstand: ca. 10 cm
- ▶ Grote scherptediepte
- ▶ 16 LED's voor gelijkmatige verlichting
- ▶ Golflengte: 365 nm
- ▶ Gewicht: 305 g

179030